

■ 製品規格

製品番号	シース内径 (Fr)	シース外径 (Fr)	シース有効長 (cm)
ACXD10	10	12	35
ACXD12	12	14	
AXXD10	10	12	45
AXXD12	12	14	

*ダイレーター径 8-10Fr,12-14Fr 各 1 本

一般的名称：経皮泌尿器用カテーテル

JMDNコード：70264000

クラス分類：管理医療機器（Ⅱ）

医療機器認証番号：225ADBZX00186000



製品の詳細については、**ウロロジー事業部（フリーダイヤル：0120-77-0466）**までお問い合わせいただけますようお願いいたします。