


デオール® 消臭潤滑剤の消臭性能



試用者の声: 全国から寄せられた実際のコメントをご紹介します


他の消臭・潤滑剤とはここが違う!

- 今まで使用していた他の製品より、明らかに優れていると感じた。(70歳男性)
- トイレ使用の後に必ず消臭スプレーを使用していましたが、不要になります。(69歳女性)
- やわらかい便のため、パウチの掃除にとっても苦労してます。この製品は汚れを落としやすい。(72歳女性)
- これまでは便処理後にストーマ袋の中をトイレトペーパーできれいにしていたが、この製品を使用したら汚れがよく落ちた。(79歳女性)
- 着色しているのでストーマ袋内での広がり具合が分かりやすい。(84歳男性)

*消臭・潤滑の感じ方には個人差があります。これらは試用者個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。

使用方法

使いやすいボトルとミニパックの操作



- 押して開ける
- カチッと閉まり、不用意に開かないので安心

ミニパック

- スティック状でストーマ袋に注入しやすい



新しいストーマ袋の装着前や、排泄物を排出した後に、ストーマ袋の排出口を閉じ、ボトルの場合約8ml (大さじ半分程度)、ミニパックの場合は袋の中身をすべてストーマ袋に注入します。ストーマ袋全体に広がるようにストーマ袋を軽くもんでなじませます。新しいストーマ袋の装着前の場合、面板の剥離ライナーをはがす前を上から、また排泄物を排出した後は下の排出口*から注入してください。

*採尿袋は上から。

成分

精製水、植物性消臭成分(柿渋エキス)、潤滑成分、フェノキシエタノール、メチルパラベン、緑3
本品は(財)日本食品分析センターの試験で優れた安全性を持つことが確認されています。

新しいストーマ袋の装着前の場合



排泄物を排出した後の場合



アクセサリ

ストーマ保有者の臭いへの不安に配慮したストーマケアの提供や指導に

デオール® 消臭潤滑剤



消臭潤滑剤

植物性成分が高い消臭効果を発揮し、潤滑成分が排出をスムーズにすることで、快適な毎日をサポートします。

製品名	規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
デオール消臭潤滑剤ボトル	250ml	9301	1本/箱	¥2,900 (¥12/ml)	¥3,045 (¥12/ml)
デオール消臭潤滑剤ミニパック	10ml×30袋	9302	30袋/箱	¥3,800 (¥126/袋)	¥3,990 (¥133/袋)

便や尿の臭いの軽減に

コロプラスト デオドロップ



液体消臭剤

便や尿の臭いを抑える液体消臭剤です。主成分の金属塩化合物がアンモニア、メルカプタンなどの臭い成分を化学的に中和し、消臭します。濃縮液ですので、ストーマ袋内に6~10滴で臭いを効果的に抑えます。器具交換時など、臭い気味になる場合に使用します。

規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
50ml/本	61523	1本	¥2,200	¥2,310

しわ・くぼみを補整し面板の密着性を高めて漏れ防止/耐久性向上に

コロプラスト スティックペースト



練状皮膚保護剤

可塑性に優れたスティック状ペーストで、使用する部位の形状に合わせて自由に形を整えることができます。必要なとき、必要な量をムダなく使用できます。アルコールを含まず、皮膚刺激がありません。また、固まりにくいので皮膚に残らず、きれいに取り除けます。

規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
6g/本	2655	10本/箱	¥2,000 (¥200/本)	¥2,100 (¥210/本)

コロプラスト ウエハー



板状皮膚保護剤 (キュラガード皮膚保護剤)

伸縮性と柔軟性に優れ、しわやくぼみにも密着して漏れを防ぎます。排泄物・排液・分泌物の多いストーマや瘻孔周囲の使用に適しています。ウエハーの上面は滑らかなので、パウチングやドレーンチューブが簡単に固定できます。

規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
10×10cm	3210	10枚/箱	¥7,200 (¥720/枚)	¥7,560 (¥756/枚)
15×15cm	3215	5枚/箱	¥6,600 (¥1,320/枚)	¥6,930 (¥1,386/枚)
20×20cm	3220	5枚/箱	¥10,950 (¥2,190/枚)	¥11,497 (¥2,299/枚)

コロプラスト ディスペンサー



板状皮膚保護剤 (キュラガード皮膚保護剤)

コロプラスト ウエハーがロール状でケースに入っています。必要な分だけ引き出し、切り取って使えるので経済的です。

規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
10cm×2m	3250	1個/箱	¥9,500	¥9,975

コロプラスト リング



板状皮膚保護剤 (キュラガード皮膚保護剤)

コロプラスト ウエハーをリング状にカットしたものです。各種サイズがありますので、ストーマ周囲などにそのまま貼ることができます。

規格	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格
55-25mm	2325	30枚/箱	¥7,200 (¥240/枚)	¥7,560 (¥252/枚)
60-30mm	2330			
65-40mm	2340			
70-50mm	2350			

注) 規格欄の数値は直径・内径です。

