

新生児～小児用

イージフレックス / アシュラ

粘着式カップリング

新生児～小児用 | 二品系装具



二品系装具 | 面板

製品名	製品写真	カップリング	開口部	ディスク内径	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他
イージフレックス キッズプレート		粘着式	フリー カット	●17mm	0-15mm	14307	10枚/箱	¥3,000 (¥300/枚)	非課税	面板	イージ フレックス キッズ用	1日又は3、4日	平面 (0mm)	60mm
				●27mm	0-25mm	14308								70mm

二品系装具 | 採便袋

製品名	製品写真	カップリング	カラー	ディスク内径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
イージフレックス キッズバッグEC (イージクローズ)		粘着式	透明	●17mm	14681	10枚/箱	¥2,500 (¥250/枚)	非課税	開放型 [イージクローズ]	ワイド 活性炭 (スポンジなし)	高品質 4層	85×198mm	—
				●27mm	14682							95×213mm	
イージフレックス キッズバッグEC・C (イージクローズ、 両面カバー付)		粘着式	白色 (クマ柄)	●17mm	14691	10枚/箱	¥2,500 (¥250/枚)	非課税	開放型 [イージクローズ]	ワイド 活性炭 (スポンジなし)	高品質 4層	85×198mm	
				●27mm	14692							95×213mm	

ダブルロック方式カップリング

小児用 | 二品系装具・単品系装具



二品系装具 | 面板

製品名	製品写真	カップリング	開口部	フランジ径	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他	
アシュラキッズ2 セルプレートER	写真①	ダブル ロック 方式	フリー カット	●40mm	10-35mm	13149	5枚/箱	¥2,650 (¥530/枚)	非課税	面板	ニュー スイス ロール ER	1日又は3、4日	平面 (0mm)	83mm	ベルト 固定用タブ

二品系装具 | 採便袋・採尿袋

製品名	製品写真	カップリング	カラー	フランジ径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	フィルム	大きさ	その他
アシュラキッズ2 ロックパウチD (ドレイン)	写真②	ダブル ロック 方式	透明	●40mm	2156	10枚/箱	¥3,400 (¥340/枚)	非課税	開放型	高品質4層	140×210mm	—
アシュラキッズ2 ロックパウチC (クローズ)	写真③	ダブル ロック 方式	透明	●40mm	2166	10枚/箱	¥3,200 (¥320/枚)	非課税	閉鎖型	高品質4層	140×150mm	高性能 脱臭フィルター
アシュラキッズ2 ロックパウチU (ユリナ)	写真④	ダブル ロック 方式	透明	●40mm	1789	10枚/箱	¥6,700 (¥670/枚)	非課税	排出型 [5重リング式 ストッパー付 キャップ]	高品質4層	140×215mm	逆流防止弁/ アシュラ ウロコネクター3個

単品系装具 | 採便袋・採尿袋

製品名	製品写真	カラー	開口部	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	形状	フィルム	大きさ	その他
アシュラキッズ1 スタンダード	写真⑤	透明	フリー カット	10-35mm	2115	10枚/箱	¥3,900 (¥390/枚)	非課税	ニュー スイス ロール	2-4日	平面	83mm	開放型	高品質 4層	140× 210mm	—
アシュラキッズ1 クローズ	写真⑥	透明	フリー カット	10-35mm	2125	10枚/箱	¥3,100 (¥310/枚)	非課税	ニュー スイス ロールER	1日又は 3、4日	平面	83mm	閉鎖型	高品質 4層	140× 150mm	高性能 脱臭 フィルター
アシュラキッズ1 ウロバッグ	写真⑦	透明	フリー カット	10-35mm	8009	10枚/箱	¥6,700 (¥670/枚)	非課税	ニュー スイス ロール	2-4日	平面	83mm	排出型 [5重リング式 ストッパー付 キャップ]	高品質 4層	140× 215mm	逆流防止弁/ アシュラウロコネクター 3個