

# 消化管ストーマ用 単品系装具 センシュラ1



**Circle of Security**  
ダブルレイヤー皮膚保護剤およびダブルレイヤーXpro皮膚保護剤は5つの特性をバランスよく実現しました。

- 粘着力 皮膚にしっかりと密着し、漏れを防ぎます
- 柔軟性 身体の動きに追従し、周囲からはがれを防ぎます
- 吸水力 十分な吸水力で、皮膚を健康に保ちます
- 耐水性 溶け崩れにくく、排泄物の皮膚への接触を長時間防ぎます
- はがしやすさ 糊残りがほとんどなく、簡単にはがせます

## 採便袋 | 開放型 | 平面



製品名	製品写真	カラー	開口部	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ1		透明	フリーカット	10-76mm*	15521	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	100 × 120 mm	*最大有効径 上下63mm 左右76mm	開放型 一体成型 ワイド イーシ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	145 × 295 mm	排出口幅 80mm
			プレカット	25mm	15522													
			30mm	15523														
			35mm	15524														
センシュラ1 (ナチュラル)		肌色	フリーカット	10-76mm*	15531	10枚/箱	¥6,000 (¥600/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	100 × 120 mm	*最大有効径 上下63mm 左右76mm	開放型 一体成型 ワイド イーシ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	145 × 295 mm	排出口幅 80mm
			プレカット	25mm	15532													
			30mm	15533														
			35mm	15534														

## 採便袋 | 開放型 | 凸面 (高さ5mm)




製品名	製品写真	カラー	開口部	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ1 プラス		透明	フリーカット	15-33mm	15605	10枚/箱	¥9,500 (¥950/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	凸面 (5mm)	110 × 125 mm	ベルト 固定用 タブ	開放型 一体成型 ワイド イーシ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	145 × 295 mm	排出口幅 80mm
			15-43mm	15606														
			プレカット	25mm	15623													
			28mm	15624														
			31mm	15625														
センシュラ1 プラス (ナチュラル)		肌色	フリーカット	15-33mm	15607	10枚/箱	¥9,500 (¥950/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	凸面 (5mm)	110 × 125 mm	ベルト 固定用 タブ	開放型 一体成型 ワイド イーシ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	145 × 295 mm	排出口幅 80mm
			15-43mm	15608														
			プレカット	25mm	15633													
			28mm	15634														
			31mm	15635														

## 採便袋 | 排出型 | 平面



製品名	製品写真	カラー	開口部	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ1 イレオ		肌色 (観察窓付)	フリーカット	10-76mm*	19002	6枚/箱	¥4,500 (¥750/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	100 × 120 mm	*最大有効径 上下63mm 左右76mm	排出型 大型 キャップ式	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	150 × 318 mm 最大容量 ISO規格 630ml	—

## 採便袋 | 閉鎖型 | 平面



製品名	製品写真	カラー	開口部	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ1 クローズ		肌色	フリーカット	10-66mm*	15450	10枚/箱	¥3,600 (¥360/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	90 × 110 mm	*最大有効径 上下53mm 左右66mm	閉鎖型	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	145 × 180 mm	—
			25mm	15452														
			プレカット	30mm	15453													
			35mm	15454														
			40mm	15455														
センシュラ1 ミニ		肌色	フリーカット	10-66mm*	15420	10枚/箱	¥3,100 (¥310/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	90 × 110 mm	*最大有効径 上下53mm 左右66mm	閉鎖型	ハイドロ フォビック メッシュ	5層 防臭	130 × 140 mm	—