


消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 **ダブルロック方式カップリング**

センシュラ2

面板 | 平面



製品名	製品写真	カップリング	開口部	フランジ径	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他
センシュラ2 プレート		ダブル ロック 方式	フリー カット	● 40mm	10-35mm	10011	5枚/箱	¥3,500 (¥700/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	平面 (0mm)	90×110mm	ベルト 固定用 タブ
				● 50mm	10-45mm	10021							100×120mm	
				● 60mm	10-55mm	10031							110×130mm	
				● 70mm	10-65mm	10041							120×140mm	
			プレ カット	● 40mm	20mm	10012							90×110mm	
					25mm	10013							100×120mm	
				● 50mm	30mm	10022							110×130mm	
					35mm	10023							120×140mm	
センシュラ2 Xpro プレート		ダブル ロック 方式	フリー カット	● 40mm	10-35mm	10015	5枚/箱	¥3,750 (¥750/枚)	非課税	ダブルレイヤー Xpro	4-6日	平面 (0mm)	90×110mm	ベルト 固定用 タブ
				● 50mm	10-45mm	10025							100×120mm	
				● 60mm	10-55mm	10035							110×130mm	
				● 70mm	10-65mm	10045							120×140mm	
			プレ カット	● 40mm	20mm	10016							90×110mm	
					25mm	10017							100×120mm	
				● 50mm	30mm	10026							110×130mm	
					35mm	10027							120×140mm	
				● 60mm	40mm	10036							90×110mm	
													110×130mm	



Circle of Security
 ダブルレイヤー皮膚保護剤およびダブルレイヤーXpro皮膚保護剤は5つの特性をバランスよく実現しました。
 ● 粘着力 皮膚にしっかりと密着し、漏れを防ぎます
 ● 柔軟性 身体の動きに追従し、周囲からはがれを防ぎます
 ● 吸水力 十分な吸水力で、皮膚を健常に保ちます
 ● 耐水性 溶け崩れにくく、排泄物の皮膚への接触を長時間防ぎます
 ● はがしやすさ 糊残りがほとんどなく、簡単にはがせます


面板 | 凸面 (高さ5mm)



製品名	製品写真	カップリング	開口部	フランジ径	開口部径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	皮膚保護剤	貼付期間の目安	高さ	大きさ	その他
センシュラ2 プラスプレート		ダブル ロック 方式	フリー カット	● 40mm	15-23mm	11011	5枚/箱	¥4,250 (¥850/枚)	非課税	ダブルレイヤー	1-4日	凸面 (5mm) プラス	90×110mm	ベルト 固定用 タブ
				● 50mm	15-33mm	11021							100×120mm	
				● 60mm	15-43mm	11031							110×130mm	
				● 70mm	15-53mm	11041							120×140mm	
			プレ カット	● 40mm	21mm	11012							90×110mm	
					25mm	11022							100×120mm	
				● 50mm	28mm	11023							110×130mm	
					31mm	11024							120×140mm	
センシュラ2 Xpro プラスプレート		ダブル ロック 方式	フリー カット	● 40mm	15-23mm	11015	5枚/箱	¥5,000 (¥1,000/枚)	非課税	ダブルレイヤー Xpro	4-6日	凸面 (5mm) プラス	90×110mm	ベルト 固定用 タブ
				● 50mm	15-33mm	11025							100×120mm	
				● 60mm	15-43mm	11035							110×130mm	
				● 70mm	15-53mm	11045							120×140mm	
			プレ カット	● 40mm	21mm	11016							90×110mm	
					25mm	11026							100×120mm	
				● 50mm	28mm	11027							110×130mm	
					31mm	11028							120×140mm	
				● 60mm	35mm	11036							90×110mm	
													110×130mm	

ストーマ用
 成人用
 小児用
 新生児・小児用
 高齢者用
 皮膚保護剤
 新技術・小児用
 高齢者用
 皮膚保護剤
 新技術・小児用
 高齢者用

消化管・尿路ストーマ用 二品系器具 **ダブルロック方式カップリング**
センシュラ2



Circle of Security
 ダブルレイヤー皮膚保護剤およびダブルレイヤーXpro皮膚保護剤は5つの特性をバランスよく実現しました。
 ●粘着力 皮膚にしっかりと密着し、漏れを防ぎます
 ●柔軟性 身体の動きに追従し、周囲からはがれを防ぎます
 ●吸水力 十分な吸水力で、皮膚を健康に保ちます
 ●耐水性 濡れ崩れにくく、排泄物の皮膚への接触を長時間防ぎます
 ●はがしやすさ 糊残りがほとんどなく、簡単にはがせます

採便袋 | 開放型・閉鎖型

開放型

製品名	製品写真	カップリング	カラー	フランジ径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ2 バッグ		ダブル ロック 方式	透明	● 40mm	11194	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)	非課税	開放型 一体成型 ワイドインジ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層防臭	145×295mm	排出口幅 80mm
				● 50mm	11195								
				● 60mm	11196								
				● 70mm	11197								
センシュラ2 バッグ (ナチュラル)		ダブル ロック 方式	肌色	● 40mm	11124	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)	非課税	開放型 一体成型 ワイドインジ クローズ	ハイドロ フォビック メッシュ	5層防臭	145×295mm	排出口幅 80mm
				● 50mm	11125								
				● 60mm	11126								
				● 70mm	11127								

閉鎖型

製品名	製品写真	カップリング	カラー	フランジ径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	フィルター	フィルム	大きさ	その他
センシュラ2 クローズバッグ		ダブル ロック 方式	肌色	● 40mm	10154	10枚/箱	¥4,000 (¥400/枚)	非課税	閉鎖型	ハイドロ フォビック メッシュ	5層防臭	145×180mm	—
				● 50mm	10155								
				● 60mm	10156								
				● 70mm	10167								

採尿袋 | 排出型



製品名	製品写真	カップリング	カラー	フランジ径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	逆流防止弁	フィルム	大きさ	その他
センシュラ2 ウロ		ダブル ロック 方式	透明	● 40mm	11854	10枚/箱	¥7,500 (¥750/枚)	非課税	排出型 5重リング式 ストッパー付 キャップ	あり	5層防臭	170×265mm	アシュラ ウロコネクター 5個
				● 50mm	11855								
				● 60mm	11856								
センシュラ2 ウロ (ナチュラル)		ダブル ロック 方式	肌色	● 40mm	11844	10枚/箱	¥7,500 (¥750/枚)	非課税	排出型 5重リング式 ストッパー付 キャップ	あり	5層防臭	170×265mm	アシュラ ウロコネクター 5個
				● 50mm	11845								
				● 60mm	11846								



採尿袋に接続する
 各種外部蓄尿袋(レッグバッグ・ナイトバッグ)は
 60ページをご覧ください。

採尿袋 | 接続型・閉鎖型



外部蓄尿袋に尿をためる
 ねじれのおきにくい接続型

短時間使用の
 閉鎖型

製品名	製品写真	カップリング	カラー	フランジ径	製品番号	包装単位	本体価格	税込価格	形状	フィルム	大きさ	その他
コロプラスト ロックコレクター U(ユリナ)		ダブル ロック 方式	肌色	● 40mm	14204	10枚/箱	¥2,900 (¥290/枚)	非課税	接続型 5重リング式 ストッパー付 キャップ	高品質 4層	100×150mm	●各種外部蓄尿袋接続用 ●アシュラウロコネクター3個
				● 50mm	14205							
コロプラスト ロックパウチ UM(ユリナ、ミニキャップ)		ダブル ロック 方式	肌色	● 40mm	2807	10枚/箱	¥2,600 (¥260/枚)	非課税	閉鎖型	高品質 4層	110×110mm	●高分子吸収体 ●最大吸収量:100ml
				● 50mm	2808							