


消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 **ダブルロック方式カップリング**
センシュラ2



Circle of Security
 ダブルレイヤー皮膚保護剤およびダブルレイヤーXpro皮膚保護剤は5つの特性をバランスよく実現しました。

- 粘着力 皮膚にしっかりと密着し、漏れを防ぎます
- 柔軟性 身体の動きに追従し、周囲からはがれを防ぎます
- 吸水力 十分な吸水力で、皮膚を健常に保ちます
- 耐水性 溶け崩れにくく、排泄物の皮膚への接触を長時間防ぎます
- はがしやすさ 糊残りがほとんどなく、簡単にはがせます

採便袋 | 開放型・閉鎖型



開放型

| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | フランジ径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | フィルター | フィルム | 大きさ | その他 |
|--------------------------|------|------------------|-----|--------|-------|-------|--------------------|------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|
| センシュラ2 バッグ | | ダブル ロック 方式 | 透明 | ● 40mm | 11194 | 10枚/箱 | ¥4,000 (¥400/枚) | 非課税 | 開放型 一体成型 ワイドインジ クローズ | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 145×295mm | 排出口幅 80mm |
| | | | | ● 50mm | 11195 | | | | | | | | |
| | | | | ● 60mm | 11196 | | | | | | | | |
| | | | | ● 70mm | 11197 | | | | | | | | |
| センシュラ2 バッグ (ナチュラル) | | ダブル ロック 方式 | 肌色 | ● 40mm | 11124 | 10枚/箱 | ¥4,000 (¥400/枚) | 非課税 | 開放型 一体成型 ワイドインジ クローズ | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 145×295mm | 排出口幅 80mm |
| | | | | ● 50mm | 11125 | | | | | | | | |
| | | | | ● 60mm | 11126 | | | | | | | | |
| | | | | ● 70mm | 11127 | | | | | | | | |

閉鎖型

| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | フランジ径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | フィルター | フィルム | 大きさ | その他 |
|-------------------|------|------------------|-----|--------|-------|-------|--------------------|------|-----|-----------------------|------|-----------|-----|
| センシュラ2 クローズバッグ | | ダブル ロック 方式 | 肌色 | ● 40mm | 10154 | 10枚/箱 | ¥4,000 (¥400/枚) | 非課税 | 閉鎖型 | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 145×180mm | — |
| | | | | ● 50mm | 10155 | | | | | | | | |
| | | | | ● 60mm | 10156 | | | | | | | | |
| | | | | ● 70mm | 10167 | | | | | | | | |

採尿袋 | 排出型



| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | フランジ径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | 逆流防止弁 | フィルム | 大きさ | その他 |
|-------------------------|------|------------------|-----|--------|-------|-------|--------------------|------|---------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------|
| センシュラ2 ウロ | | ダブル ロック 方式 | 透明 | ● 40mm | 11854 | 10枚/箱 | ¥7,500 (¥750/枚) | 非課税 | 排出型 5重リング式 ストッパー付 キャップ | あり | 5層防臭 | 170×265mm | アシュラ ウロコネクター 5個 |
| | | | | ● 50mm | 11855 | | | | | | | | |
| | | | | ● 60mm | 11856 | | | | | | | | |
| センシュラ2 ウロ (ナチュラル) | | ダブル ロック 方式 | 肌色 | ● 40mm | 11844 | 10枚/箱 | ¥7,500 (¥750/枚) | 非課税 | 排出型 5重リング式 ストッパー付 キャップ | あり | 5層防臭 | 170×265mm | アシュラ ウロコネクター 5個 |
| | | | | ● 50mm | 11845 | | | | | | | | |
| | | | | ● 60mm | 11846 | | | | | | | | |



採尿袋に接続する
 各種外部蓄尿袋(レッグバッグ・ナイトバッグ)は
 60ページをご覧ください。

採尿袋 | 接続型・閉鎖型



外部蓄尿袋に尿をためる
 ねじれのおきにくい接続型

短時間使用の
 閉鎖型

| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | フランジ径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | フィルム | 大きさ | その他 |
|------------------------------------|------|------------------|-----|--------|-------|-------|--------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| コロプラスト ロックコレクター U(ユリナ) | | ダブル ロック 方式 | 肌色 | ● 40mm | 14204 | 10枚/箱 | ¥2,900 (¥290/枚) | 非課税 | 接続型 5重リング式 ストッパー付 キャップ | 高品質 4層 | 100×150mm | ●各種外部蓄尿袋接続用 ●アシュラウロコネクター3個 |
| | | | | ● 50mm | 14205 | | | | | | | |
| コロプラスト ロックパウチ UM(ユリナ、ミニキャップ) | | ダブル ロック 方式 | 肌色 | ● 40mm | 2807 | 10枚/箱 | ¥2,600 (¥260/枚) | 非課税 | 閉鎖型 | 高品質 4層 | 110×110mm | ●高分子吸収体 ●最大吸収量：100ml |
| | | | | ● 50mm | 2808 | | | | | | | |