

消化管・尿路ストーマ用 二品系装具 粘着式カップリング
センシュラフレックス

面板 | 平面



面板 | 凸面 (高さ5mm)



| 製品名 | 製品写真 | カップリング | 開口部 | ディスク内径 | 開口部径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 皮膚保護剤 | 貼付期間の目安 | 高さ | 大きさ | その他 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------------|---------|-------------|-----------|-----|
| センシュラフレックスプレート | | 粘着式 | フリーカット | ● 35mm | 10-33mm | 10101 | 10枚/箱 | ¥7,700 (¥770/枚) | 非課税 | ダブルレイヤー | 1-4日 | 平面 (0mm) | 100×120mm | — |
| | | | | ● 50mm | 10-48mm | 10102 | | | | | | | 110×130mm | |
| | | | | ● 70mm | 10-68mm | 10103 | | | | | | | 130×150mm | |
| | | | | ● 90mm | 10-88mm | 10108 | 150×170mm | | | | | | | |
| | | | | ● 35mm | 21mm | 10111 | 100×120mm | | | | | | | |
| | | | プレカット | 25mm | 10114 | 110×130mm | | | | | | | | |
| | | | | 28mm | 10115 | | | | | | | | | |
| | | | | 31mm | 10116 | | | | | | | | | |
| | | | | 35mm | 10117 | | | | | | | | | |
| | | | | 41mm | 10118 | | | | | | | | | |
| センシュラフレックスXproプレート | | 粘着式 | フリーカット | ● 35mm | 10-33mm | 10104 | 10枚/箱 | ¥8,500 (¥850/枚) | 非課税 | ダブルレイヤー Xpro | 4-6日 | 平面 (0mm) | 100×120mm | — |
| | | | | ● 50mm | 10-48mm | 10105 | | | | | | | 110×130mm | |
| | | | | ● 70mm | 10-68mm | 10106 | | | | | | | 130×150mm | |

| 製品名 | 製品写真 | カップリング | 開口部 | ディスク内径 | 開口部径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 皮膚保護剤 | 貼付期間の目安 | 高さ | 大きさ | その他 |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|---------|-------|------|----------------------|------|-----------------|---------|--------------------|-----------|------------------|
| センシュラフレックスプラスプレート | | 粘着式 | フリーカット | ● 35mm | 15-23mm | 11301 | 5枚/箱 | ¥4,500 (¥900/枚) | 非課税 | ダブルレイヤー | 1-4日 | 凸面 (5mm) プラス | 100×120mm | ベルト 固定用 タブ |
| | | | | ● 50mm | 15-33mm | 11302 | | | | | | | 110×130mm | |
| | | | | ● 70mm | 15-43mm | 11303 | | | | | | | 130×150mm | |
| | | | | ● 35mm | 15-56mm | 11307 | | | | | | | 100×120mm | |
| | | | | ● 35mm | 21mm | 11312 | | | | | | | 110×130mm | |
| | | | プレカット | 25mm | 11313 | | | | | | | | | |
| | | | | 28mm | 11314 | | | | | | | | | |
| | | | | 31mm | 11315 | | | | | | | | | |
| | | | | 35mm | 11316 | | | | | | | | | |
| | | | | 41mm | 11318 | | | | | | | | | |
| センシュラフレックスXproプラスプレート | | 粘着式 | フリーカット | ● 35mm | 15-23mm | 11304 | 5枚/箱 | ¥5,500 (¥1,100/枚) | 非課税 | ダブルレイヤー Xpro | 4-6日 | 凸面 (5mm) プラス | 100×120mm | ベルト 固定用 タブ |
| | | | | ● 50mm | 15-33mm | 11305 | | | | | | | 110×130mm | |
| | | | | ● 50mm | 15-43mm | 11306 | | | | | | | 130×150mm | |
| | | | | ● 70mm | 15-56mm | 11308 | | | | | | | | |

採便袋 | 開放型・閉鎖型



| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | ディスク内径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | フィルター | フィルム | 大きさ | その他 | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------|--------------|-------|--------------------|-----|-----|-----------------------|------|-----------|---|
| 開放型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| センシュラフレックスバッグ | | 粘着式 | 透明 | ● 35mm | 11511 | 10枚/箱 | ¥4,000 (¥400/枚) | 非課税 | 開放型 一体成型 ワイドイニシ クローズ | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 145×295mm | 排出口幅 80mm | | | | | | | | |
| | | | | ● 50mm | 11512 | | | | | | | 165×310mm | | | | | | | | | |
| | | | | ● 70mm | 11517 | | | | | | | 145×295mm | | | | | | | | | |
| | | | | センシュラフレックスバッグ (ナチュラル) | 肌色 | | ● 35mm | | | | | 11514 | | 10枚/箱 | ¥4,000 (¥400/枚) | 非課税 | 閉鎖型 | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 150×210mm | — |
| | | | | | | | ● 50mm | | | | | 11515 | | | | | | | | 130×140mm | |
| | | | | | | | ● 70mm | | | | | 11518 | | | | | | | | | |
| センシュラフレックスミニ | | 粘着式 | 肌色 | ● 50mm | 10895 | 10枚/箱 | ¥3,500 (¥350/枚) | 非課税 | 閉鎖型 | ハイドロ フォビック メッシュ | 5層防臭 | 130×140mm | — | | | | | | | | |

採尿袋 | 排出型



| 製品名 | 製品写真 | カップリング | カラー | ディスク内径 | 製品番号 | 包装単位 | 本体価格 | 税込価格 | 形状 | 逆流防止弁 | フィルム | 大きさ | その他 | |
|----------------------|------|--------|-----|--------|--------|-------|--------------------|------|---------------------------------|-------|------|-----------|--------------------------------|-------|
| センシュラフレックスウロ | | 粘着式 | 透明 | ● 35mm | 11827 | 10枚/箱 | ¥8,000 (¥800/枚) | 非課税 | 排出型 5重リング式 ストッパー付 キャップ | あり | 5層防臭 | 170×265mm | 仕切構造/ アシュラ ウロコネクター 5個 | |
| ● 50mm | | | | 11828 | | | | | | | | | | |
| センシュラフレックスウロ (ナチュラル) | | | | 肌色 | ● 35mm | | | | | | | | | 11824 |
| | | | | | ● 50mm | | | | | | | | | 11825 |



採尿袋に接続する
 各種外部蓄尿袋 (レッグバッグ・ナイトバッグ) は
 60ページをご覧ください。



Circle of Security
 ダブルレイヤー皮膚保護剤およびダブルレイヤーXpro皮膚保護剤は
 5つの特性をバランスよく実現しました。

- 粘着力 皮膚にしっかりと密着し、漏れを防ぎます
- 柔軟性 身体の動きに追従し、周囲からはがれを防ぎます
- 吸水力 十分な吸水力で、皮膚を健康に保ちます
- 耐水性 溶け崩れにくく、排泄物の皮膚への接触を長時間防ぎます
- はがしやすさ 糊残りがほとんどなく、簡単にはがせます