

2026年8月吉日

お客様各位

コロプラスト株式会社

代表取締役社長 ヤコブセン・ステファン・リンデ

センシュラ ミオ ウロ アップグレード製品のご案内

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、尿路ストーマ保有者様にとってこれまで以上に快適で使いやすい装具を提供することを目的に、「センシュラ ミオ ウロ」の24品番に関してアップグレード製品を発売する運びとなりました。弊社出荷センターからの新製品への切り替えは、2026年8月20日以降、順次実施いたします。

なお、本アップグレードに伴う製品番号、規格および販売価格の変更はございませんが、EANコードは変更となりますため、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

また、本アップグレード製品の発売に合わせて、新たな排出口専用の接続管である「センシュラ ミオ ウロアダプター」を付属品として同梱するとともに、2026年8月20日に「コロプラスト ウロナイトバッグ」をリニューアルいたします。

対象製品、切り替え時期、EANコード、同梱物につきましては、別紙をご参照ください。

今後も本製品を引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

本製品に関するお問い合わせは、弊社営業担当者もしくは下記お客様センターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

敬具

【お問い合わせ先】

お客様センター 0120-664-469

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30

イタリア文化会館ビル 11F

■ 「センシュラミオウロ」 アップグレード製品

● 対象製品

切替時期順（次ページ：製品番号順）

※非課税

切替時期	製品番号	製品名&規格	本体価格※ (箱)	旧EANコード (箱)	新EANコード (箱)
8月20日	16810	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト (10-50mm)	¥11,000	5708932883399	5701780459761
9月1日	11492	センシュラ ミオ2 ウロ 40mm	¥7,800	5708932924542	5701780416597
	11500	センシュラ ミオ2 ウロ 60mm	¥7,800	5708932679923	5701780421362
	13732	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 25mm	¥11,000	5701780250184	5701780437097
	16866	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ (15-33mm)	¥11,700	5708932883290	5701780460262
	16871	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 25mm	¥11,700	5708932883269	5701780460354
9月15日	13733	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 28mm	¥11,000	5701780250191	5701780437158
	16835	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (10-23mm)	¥11,500	5708932883382	5701780459792
	16836	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (15-33mm)	¥11,500	5708932883375	5701780459891
	16840	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 21mm	¥11,500	5708932883351	5701780460019
9月25日	16837	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (10-43mm)	¥11,500	5708932883368	5701780459921
	16872	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 28mm	¥11,700	5708932883252	5701780460385
10月9日	10586	センシュラ ミオ1 ウロ 10-45mm	¥8,700	5708932924757	5701780433617
	11498	センシュラ ミオ2 ウロ 50mm	¥7,800	5708932924535	5701780419451
	13679	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト (10-33mm)	¥11,000	5701780250122	5701780436465
10月20日	12292	センシュラ ミオ2 フレックス ウロ 35mm	¥8,500	5708932924528	5701780434560
	12298	センシュラ ミオ2 フレックス ウロ 50mm	¥8,500	5708932924511	5701780435628
	13731	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 21mm	¥11,000	5701780250139	5701780437004
	16841	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 25mm	¥11,500	5708932883344	5701780460170
	16842	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 28mm	¥11,500	5708932883337	5701780460231
	16867	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ (10-43mm)	¥11,700	5708932883283	5701780460293
	16870	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 21mm	¥11,700	5708932883276	5701780460323
	18401	センシュラ ミオ1 コンケープ ウロ (10-40mm) 不透明	¥11,000	5708932699549	5708932785556
	18405	センシュラ ミオ1 コンケープ ウロ (10-40mm)	¥11,000	5708932038157	5701780460477

- 本アップグレードに伴う製品番号、規格、包装単位および販売価格の変更はございません。

製品番号順

※非課税

製品番号	製品名 & 規格	本体価格※ (箱)	旧EANコード (箱)	新EANコード (箱)	切替時期
10586	センシュラ ミオ1 ウロ 10-45mm	¥8,700	5708932924757	5701780433617	10月9日
11492	センシュラ ミオ2 ウロ 40mm	¥7,800	5708932924542	5701780416597	9月1日
11498	センシュラ ミオ2 ウロ 50mm	¥7,800	5708932924535	5701780419451	10月9日
11500	センシュラ ミオ2 ウロ 60mm	¥7,800	5708932679923	5701780421362	9月1日
12292	センシュラ ミオ2 フレックス ウロ 35mm	¥8,500	5708932924528	5701780434560	10月20日
12298	センシュラ ミオ2 フレックス ウロ 50mm	¥8,500	5708932924511	5701780435628	10月20日
13679	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト (10-33mm)	¥11,000	5701780250122	5701780436465	10月9日
13731	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 21mm	¥11,000	5701780250139	5701780437004	10月20日
13732	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 25mm	¥11,000	5701780250184	5701780437097	9月1日
13733	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト 28mm	¥11,000	5701780250191	5701780437158	9月15日
16810	センシュラ ミオ1 ウロ ソフト (10-50mm)	¥11,000	5708932883399	5701780459761	8月20日
16835	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (10-23mm)	¥11,500	5708932883382	5701780459792	9月15日
16836	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (15-33mm)	¥11,500	5708932883375	5701780459891	9月15日
16837	センシュラ ミオ1 ウロ ライト (10-43mm)	¥11,500	5708932883368	5701780459921	9月25日
16840	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 21mm	¥11,500	5708932883351	5701780460019	9月15日
16841	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 25mm	¥11,500	5708932883344	5701780460170	10月20日
16842	センシュラ ミオ1 ウロ ライト 28mm	¥11,500	5708932883337	5701780460231	10月20日
16866	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ (15-33mm)	¥11,700	5708932883290	5701780460262	9月1日
16867	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ (10-43mm)	¥11,700	5708932883283	5701780460293	10月20日
16870	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 21mm	¥11,700	5708932883276	5701780460323	10月20日
16871	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 25mm	¥11,700	5708932883269	5701780460354	9月1日
16872	センシュラ ミオ1 ウロ ディープ 28mm	¥11,700	5708932883252	5701780460385	9月25日
18401	センシュラ ミオ1 コンケープ ウロ (10-40mm) 不透明	¥11,000	5708932699549	5708932785556	10月20日
18405	センシュラ ミオ1 コンケープ ウロ (10-40mm)	¥11,000	5708932038157	5701780460477	10月20日

- 本アップグレードに伴う製品番号、規格、包装単位および販売価格の変更はございません。

- アップグレード内容

- 「キャップ型排出口」から「ひねり型排出口」に変更となります。

従来品（キャップ型排出口）	アップグレード製品（ひねり型排出口）
	

- サンプル提供

- 製品切り替え日の1週間前をもちまして、従来品サンプルの受付を終了いたします。
- 製品切り替え後は、アップグレード製品サンプルをご提供いたします。

- 同梱物

現行品：

- 8月中旬以降出荷分より、箱内に「センシュラ ミオ ウロ アップグレード製品のご案内」を同梱します。なお、外箱には「今後の製品に関するご案内を同封しています」のシールを貼付します。

アップグレード製品：

- 現行品のウロナイトバッグをご使用の方への接続方法の説明として、品目ごとの切り替え後、1か月の間の出荷分については、センシュラ ミオ ウロ製品の箱内に「コンビーン コネクター3個」および「接続方法に関する資料」を同梱します。なお、外箱には「コンビーン コネクターと説明資料同梱」のシールを貼付します。



- なお、切り替え後1年間は、アップグレード製品の外箱に対象製品であることを伝えるシールを貼付するとともに、アップグレード内容に関する説明資料を箱内に同梱します。

	シール	アップグレード製品に関する説明資料
① センシ ュラ ミオ ウロ1 ② センシ ュラミオ2 フレックス ウロ		
③ センシ ュラ ミオ2 ウロ		


■ 「コロプラスト ウロナイトバッグ」 アップグレード製品

製品名	製品番号	容量	チューブ長	包装単位	税込価格	EANコード (箱)
コロプラスト ウロナイトバッグ	21365	2,000ml	120cm	10枚/箱	¥6,820 (¥682/枚)	5701780985604

※本アップグレードに伴う製品番号、規格、EANコードおよび販売価格の変更はございません。

- ・ 切り替え時期：2026 年 8 月 20 日

● アップグレード内容

従来品 (リング形状)	アップグレード製品 (コーン形状)
 リング形状	 コーン形状 コーン形状の新コネクタは汎用コネクタとして、コロプラスト製またはその他の尿路ストーマ袋に接続いただけます。

● サンプル提供

- ・ 製品切り替え日の 1 週間前をもちまして、従来品サンプルの受付を終了いたします。
- ・ 製品切り替え後は、アップグレード製品サンプルをご提供いたします。

● アップグレード製品の同梱物

- ・ 切り替え後 1 年間は、アップグレード製品の外箱にシールを貼付するとともに、アップグレード内容に関する説明資料を箱内に同梱します。

シール	アップグレード製品に関する説明資料
 NEW コロプラスト ウロナイト バッグ用 コネクタ 詳細は箱の中を ご確認ください 2023.07.17	 NEW コロプラスト ウロナイト バッグ用 コネクタ センシュア ミオ尿路 ストーマ袋への接続方法 コロプラスト ウロナイトバッグ用コネクタが新しく なりました。 このコネクタにより、コロプラスト製または その他の尿路ストーマ袋に接続いただけます。 ただし、尿路ストーマ袋と約 2 度のアダプターを 必ずご使用ください。 Coloplast センシュア ミオ

以上