

# スピーディカテ・スピーディカテコンパクト 規格・製品番号・価格

## スピーディカテ

製品番号	製品名	外径 (CH/Fr)	EANコード	全長 (cm)	包装単位	本体価格
28506	スピーディカテ ネラトン 女性用	6	5708932333948	20	30本/箱	6,600円 (220円/本) 税抜き
28508		8	5708932333962			
28510		10	5708932333986			
28512		12	5708932334006			
28514		14	5708932334020			
28608	スピーディカテ ネラトン 30	8	5708932547123	30	30本/箱	
28610		10	5708932547154			
28612		12	5708932547185			
28408	スピーディカテ ネラトン 男性用	8	5708932333801	39	30本/箱	
28410		10	5708932333825			
28412		12	5708932333849			
28414		14	5708932333863			
28490	スピーディカテ チーマン 男性用	10	5708932333887	39	30本/箱	
28492		12	5708932333900			

※CH(シャリエール)はFr(フレンチ)と同規格です。

一般的名称 間欠泌尿器用カテーテル  
JMDNコード 36125000

クラス分類 管理医療機器(II)  
医療機器認証番号 219ACBZX00025000

## スピーディカテ コンパクト

製品番号	製品名	外径 (CH/Fr)	EANコード	カテーテル有効長 (cm)	使用時の全長 (cm)	包装単位	本体価格
28578	スピーディカテ コンパクト F (女性用)	8	5708932415798	7	14	30本/箱	9,000円 (300円/本) 税抜き
28580		10	5708932415811				
28582		12	5708932415835				
28584		14	5708932415859				
28692	スピーディカテ コンパクト M (男性用)	先端部分 カテーテル 12 手元部分 カテーテル 18	5708932627559	30	33	30本/箱	12,000円 (400円/本) 税抜き

※CH(シャリエール)はFr(フレンチ)と同規格です。

一般的名称 間欠泌尿器用カテーテル  
JMDNコード 36125000

クラス分類 管理医療機器(II)  
医療機器認証番号 220ACBZX00051000

### 製品概要

- カテーテル材質:ポリウレタン(スピーディカテ コンパクト MはポリウレタンおよびMABS)
- パッケージ:ポリビニルピロリドン等張液入り
- 先端:ソフトでスムーズな2孔式側孔
- 滅菌方法:放射線滅菌(電子線)

### 関連する手技料

- 手技料  
在宅自己導尿指導管理料 1,800点/月
  - 特殊カテーテル加算
    - 1 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
      - イ 親水性コーティングを有するもの 960点
      - ロ イ以外のもの 600点
    - 2 間歇バルーンカテーテル 600点
- 注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、第1款(上記手技料)の所定点数に加算する。

### 特殊カテーテル加算について

- (1)「1」の「イ」親水性コーティングを有するものについては、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルとして、親水性コーティングが施されたカテーテルであって、包装内に潤滑剤が封入されており、開封後すぐに挿入可能なもののみを使用した場合に算定する。
- (2)「2」の「間歇バルーンカテーテル」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。
- (3) 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルと間歇バルーンカテーテルを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。

\* 手技料、特殊カテーテル加算については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成28年3月4日保医発0304第3号)より抜粋したものです。

製造販売元

**コロプラスト株式会社**

お客様センター  0120-66-4469 <http://www.coloplast.co.jp>

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル TEL 03-3514-4141(代表) FAX 03-3514-4188

SpeediCath is registered trademarks of Coloplast A/S. © 1.14. All rights reserved Coloplast A/S,DK-3050 Humlebæk, Denmark

