

ペリステーションプラス

コーンカテーテル

より使いやすいデザインへ



Peristeen® Plus

コーンカテーテルは、ヨーロッパにおいてLARS*および直腸手術後の患者さんのために開発されました。

*LARS（Low anterior resection syndrome）とは、低位前方切除術後症候群の英略語であり、低位直腸がんに対する肛門温存手術後にみられる術後の機能障害の症候群のことです。



LARSおよび直腸手術後の患者さんを 念頭に置いた開発

LARS および直腸手術後の患者さんの洗腸システム

バルーンカテーテルを用いたシステムは、無作為化比較対照試験（RCT）¹においてLARS患者さんのLARSスコア及びQOLの向上について有効性が示されています。バルーンカテーテルは、多くの患者さんにメリットをもたらしていますが、もともとは脊髄障害の患者さんを念頭に置いて開発されたものでした。

ベースプレートのカーブ、長さ、ソフトな形状

新たに誕生したコーンカテーテルは、バルーンカテーテル用システムと互換性があります。ベースプレートのカーブ、長さ、柔軟性については、大腸外科医と看護師からの情報をもとに設計されています。

保持の方法が2種類選択可能

デュアルホールドポジション

自分の好みに合わせて、グリップの近くか、ベースプレートの下か、カテーテル保持の方法が選択できます。コーンカテーテルは、洗腸中に患者さんがカテーテルを保持しやすくなるように設計されました。



使用動画はこちらより
ご覧いただけます

製品の詳細：コーンカテーテル

製品番号	製品名	構成品	価格（税抜）
29160	ペリスティーンプラス システム（コーンカテーテル）	ウォーターバッグ（キャップあり）、コントロールユニット、 チューブ、ストラップ、コーンカテーテル2本	¥13,000
29162	ペリスティーンプラス 付属ユニット（コーンカテーテル）	ウォーターバッグ（キャップなし） コーンカテーテル 15 本	¥24,000

1. Rosen H, Kneist W., Fürst A., Krämer G., Hebenstreit J. and Schiemer J. Randomized clinical trial of prophylactic transanal irrigation versus supportive therapy to prevent symptoms of low anterior resection syndrome after rectal resection. BJS Open. 2019

販売名：ペリスティーン トランスアナルイリゲーション
医療機器認証番号：302ACBZX00039000
一般の名称：直腸用チューブ
管理医療機器

コロプラスト株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-1-30 イタリア文化会館ビル 11F

www.coloplast.co.jp ☎0120-664-469

©2022-3 無断複写・転載を禁じます。

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. All rights reserved Coloplast A/S



制作年月：2022.3/610N99287N