


コロプラスト ウロロジー総合カタログ

Interventional Urology 事業部



Urology



Listening & Responding

コロプラストは1957年にデンマークの訪問看護師エリーゼ・ソーレンセンの優れた着想、
世界初のディスポーザブルストーマバッグの発明を端緒として誕生したグローバルヘルスケア企業です。
現在世界で、以下の4つの領域で製品開発、製造、販売を行っています。

- ストーマケア:ストーマ関連製品
- ウンドケア:創傷管理製品
- コンチネンスケア:失禁管理製品
- インターベンショナルウロロジー:泌尿器関連製品

Urology General Catalog Contents

エンドウロロジー製品

■ 尿管アクセスシース リトレース	5
リトレース®/ダイレーター	5
リトレース®	5
■ ボルジェス ダブルループ尿管ステント	7
ボルテック ハイドロコーティング	9
ボルテック	9
シリコーン	13
イマジン ハイドロコーティング	15
バイオソフト デュオ	17
バイオソフト デュオ マルチレングスハイドロコーティング	17
腎盂尿管移行部(UPJ)ステント パイアロステント	19
尿管狭窄用ステント ステノステント	19
■ ボルジェス シングルループ尿管ステント ボルテック	19
■ ボルジェス 結石除去用バスケットカテーテル	21
ドルミヤ® No-Tip	21
ドルミヤ® N. stone®	21
■ ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット ネフロード	23
造設セット	23
カテーテルセット	23
交換セット	25
アクセサリー	25
■ ガイドワイヤー	27
シャイロ®ガイドワイヤー	27
ボルジェス 親水性ガイドワイヤー ダイモンガイドワイヤーII	27
ガイドワイヤー(セルディングガー)	27
■ ボルジェス 尿管カテーテル	29
フラッシュカテーテル	29
逆行性尿管腎盂造影(RUP)用カテーテル	29
ドレナージ用カテーテル	29
■ ユニバーサルコネクター	31
■ K-Box®	31

下部尿路系製品

■ ボルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット	33
シストドレイン インテグラル(造設セット&交換セット)	33
シストドレイン(造設セット&交換セット)	35
ユリスティル(造設セット&交換セット)	37
S.P.E.C.10(造設セット)	37
■ 膀胱留置用バルーンカテーテル	39
フォリシル®カテーテル	39
フォリシル®カテーテル 小児用	39
フォリシル®カテーテル	41
■ ボルジェス エックスフロー カテーテル	43
前立腺カテーテル	43
ネオブラダー	43
■ ボーニー	45
■ Elephant®	45
■ ボルジェス ウロダイナミックカテーテル	47

消化器系カテーテル

■ 胆道チューブ ベディネリ・アリアンカテーテル	49
■ エスキヤット胆嚢管カテーテル	49

製品番号に*がついているものは受注発注品です。
在庫や納期につきましては、弊社担当者又はお客様センターへお問い合わせください。

カタログ中の「関連する手技料」の出典

- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
令和2年厚生労働省告示第57号
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
保医発0305第1号 令和2年3月5日

カタログ中の「償還価格」の出典

- 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件(告示)
令和2年 厚生労働省告示第61号
- 特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について
保医発0305第9号 令和2年3月5日

Coloplast, BIOSOFT®, CYSTODRAIN®, DORMIA®, FOLYSIL®, N.STONE®, PORGES®, RETRACE®, URISTIL®, X-FLOW®, コロプラスト®, ボルジェス®, フオリシル®, リトレース®, シャイロ® and ドルミヤ® are registered trademarks of Coloplast A/S.
© 04.07. All rights reserved Coloplast A/S,DK-3050 Humlebæk, Denmark

エンドウロロジー製品

- 尿管アクセスシース リトレース®
リトレース®/ダイレーター
リトレース®
- ボルジェス ダブルループ尿管ステント
ボルテック ハイドロコーティング
ボルテック
シリコーン
イマジン ハイドロコーティング
バイオソフト デュオ
バイオソフト デュオ マルチレングスハイドロコーティング
腎盂尿管移行部(UPJ)ステント パイアロステント
尿管狭窄用ステント ステノステント

- ボルジェス シングルループ尿管ステント ボルテック
- ボルジェス 結石除去用バスケットカテーテル
ドルミヤ® No-Tip
ドルミヤ® N. stone®
- ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット ネフロード
造設セット
カテーテルセット
交換セット
アクセサリー

- ガイドワイヤー
シャイロ®ガイドワイヤー
ボルジェス 親水性ガイドワイヤー ダイモンガイドワイヤーII
ガイドワイヤー(セルディングガー)

- ボルジェス 尿管カテーテル
フラッシュカテーテル
逆行性尿管腎盂造影(RUP)用カテーテル
ドレナージ用カテーテル

- ユニバーサルコネクター
- K-Box®

リトレース®の特徴


ワンステップで
ワーキングワイヤーが
セイフティワイヤーに



ボルジェス 尿管アクセスシース リトレース®

リトレース®／ダイレーター

- セイフティワイヤーを残すことによる安全性向上
- 両端が8Fr、10Fr及び12Fr、14Frの2本のダイレーター




	製品番号	シース内径 (Fr)	
リトレース／ダイレーター	ASXD10	10	
	ACXD10		
	AXXD10		
	ALXD10*		
	ASXD12	12	
	ACXD12		
	AXXD12		
	ALXD12*		

※受注発注品


ボルジェス 尿管アクセスシース リトレース®

リトレース®




	製品番号	シース内径 (Fr)	
リトレース	ACXL10※	10	
	AXXL10※		
	ACXL12	12	
	AXXL12		


※受注発注品



ダイレーター先端部には
ガイドワイヤー離脱用の
切れ目入り




0.035インチ又は0.038
インチのガイドワイヤーの
挿入可能
挿入による尿管損傷リス
クを軽減するための先端
テーパ加工
側孔つきダイレーター



シース外側表面の親水性
コーティングが導入を容易
にします



尿の色がわかりやすい白色
のハブ
人間工学に基づいたハブ形
状で片手操作が可能
固定穴に糸をかけて、ドレー
プへの固定が可能



ガイドワイヤーの有無に
かかわらず確実に造影剤
を注入するためのルアー
ロックコネクタ

	シース外径 (Fr)	シース有効長 (cm)	ダイレーター径 (Fr)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	12	28	8/10 ・ 12/14	1	40,100円	販売名 尿管アクセスシース リトレース/ダイレーター 一般的名称 経皮泌尿器用カテーテル JMDNコード 70264000 償還区分 135尿路拡張用カテーテル(1)尿管・尿道用 償還価格 40,100円 略称 尿管拡張カテ・尿管・尿道 クラス分類 Ⅱ 医療機器認証番号 225ADBZX00186000	
		35					
		45					
		55					
	14	28		1	40,100円		
		35					
		45					
		55					


	シース外径 (Fr)	シース有効長 (cm)	ダイレーター径 (Fr)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	12	35	-	1	16,750円	販売名 尿管アクセスシース リトレース 一般的名称 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 JMDNコード 38821001 クラス分類 I 医療機器届出番号 13B1X00067000004
		45				
	14	35	-	1	16,750円	
		45				

関連する手技料
●K781 経尿道的尿路結石除去術
1. レーザーによるもの 22,270点
2. その他のもの 14,800点
(実施上の留意事項)
◇経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、K798膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

コネクタブル(接続型)プッシャーの特徴

ポルジェス独自のコネクタブルプッシャーが安全かつスムーズな挿入を実現


ステントと接続しているため、腎盂内でのステントのループ位置の調整が簡単にでき、確実にスムーズな留置が可能




コネクタブルプッシャーの使用方法

1. ステントとコネクタブルプッシャーの接続

尿管ステントをガイドワイヤーに通し、続いてコネクタブルプッシャーを挿入し、ガイドワイヤー上で両者を接続します。



2. ステントとプッシャーの分離




内筒を抜いて、外筒のみをシンプルプッシャーとしても使用可能です。

尿管ステントの特徴


ボルテック ハイδροコーティング

- 親水性コーティングを施し、操作性と安定性を追求
- ダブルレイヤー(二重構造)により患者さんの違和感を軽減しつつ、スムーズな挿入が可能





ボルテック

- 適度な腰とガイドワイヤーのすべり易さを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易




バイオソフト デュオ

- ダブルレイヤー(二重構造)により、ステント表面は柔軟性があり、患者さんの違和感を軽減しつつ、内腔は滑りがよく、スムーズな挿入が可能



バイオソフト デュオ マルチレングスハイドロコーティング

- 親水性コーティングつきですので、スムーズな挿入が可能
- 膀胱側マルチレングスループにより、1本のステントで22cm~28cmの長さの選択が可能



シリコン/イマジン ハイδροコーティング

- 優れた柔軟性により、患者さんの違和感を緩和
- 生体適合性が高く、長期留置が可能
- 柔らかい素材で刺激を軽減
- シリコン素材なので生体適合性が高い



尿管狭窄用ステント(シリコン製)

- パイアロステント 腎盂尿管移行部(UPJ)狭窄用ステント
腎盂側直線部が側孔なしの12Frの太径



- ステノステント 直線部は側孔なしの12Frの太径で、尿管の圧迫による狭窄を改善




エンドウロロジー製品

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック ハイδροコーディング

- 親水性コーディングによりスムーズな挿入を実現
- X線不透過性により、留置位置の確認が可能



ボルテック ハイδροコーディング
尿管カテーテル シャイロガイドワイヤー付


セット内容

- 尿管ステント(22～30cm)
- コネクタブルプッシャー(40cm)
- シャイロガイドワイヤー(先端柔軟部9cm)
- 4.8Fr尿管鏡用にはPTFEコーディングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(4.8Frにのみ添付)

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック 直線部側孔なし

- 適度な腰とガイドワイヤーの滑りやすさを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易



ボルテック シンプルプッシャー 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(12～30cm)
- コネクタブルプッシャー(4.8Frには、尿管鏡用タイプもあり)
又はシンプルプッシャー
- PTFEコーディングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(4.8Fr及び、シンプルプッシャーセット(全サイズ)のみ添付)

	製品番号	先端形状	
尿管カテーテル シャイロガイドワイヤー付	BCFW47	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	BCFW43		
	BCFW44		
	BCFW45		
	BCFW67		
	BCFW63		
	BCFW64		
	BCFW65		
	BCFW66		
	BCFW77		
	BCFW73		
	BCFW74		
	BCFW75		
	BCFW76		
4.8Frステント+4.8Fr尿管鏡用 コネクタブルプッシャー (70cm)	BCFA57 *		
	BCFA53 *		
	BCFA54 *		
	BCFA55 *		

4.8Frは糸なし
※受注発注品

	外径(Fr)	長さ(cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など										
	4.8	22	0.035×150	4.8×73	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルテック ハイドロコーディング 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 22400BZX00475000									
		24															
		26															
		28															
	6	22		6×73					1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルテック ハイドロコーディング 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 22400BZX00475000					
		24															
		26															
		28															
	30																
	7	22											6×73	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルテック ハイドロコーディング 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 22400BZX00475000
		24															
		26															
		28															
	30																
	4.8	22	—	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルテック ハイドロコーディング 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 22400BZX00475000										
		24															
		26															
		28															

関連する手技料

- K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
- K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管
ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	製品番号	先端形状	
直線部側孔なし コネクタブルプッシャー 標準セット	ACB763	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACB764		
	ACB765		
	ACB773		
	ACB774		
	ACB775		
	ACB776 *		
	ACB783		
	ACB784		
	ACB785		
直線部側孔なし シンプルプッシャー 標準セット	ACB786	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACB864 *		
	ACB865 *		
	ACB866 *		
	ACB874 *		
	ACB875 *		
	ACB876 *		


	外径(Fr)	長さ(cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	6	24	0.035×150	－	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 21000BZY00591000
		26						
		28						
	7	24						
		26						
		28						
	8	30						
		24						
		26						
	6	28	0.035×150	－				
		30						
		26						
	7	28						
		30						
		26						

エンドウロロジー製品


ボルジェス ダブルループ尿管ステント

ボルテック

- 適度な腰とガイドワイヤーの滑りやすさを実現し、留置が容易
- X線不透過性が高く、ステント位置の確認が容易



ボルテック 尿管カテーテル付 標準セット



ボルテック 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(12～30cm)
- コネクタブルプッシャー(40cm但し、4.8Frには尿管鏡用タイプ70cmもあり)
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(4.8Frにのみ添付)

関連する手技料

- K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
- K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点
(実施上の留意事項)
- ◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント
抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	製品番号	先端形状	
尿管カテーテル付 標準セット	ACB2C3	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACB2C4		
	ACB2C5		
	ACB263		
	ACB264		
	ACB265		
	ACB266＊		
	ACB273		
	ACB274		
	ACB275		
	ACB283		
	ACB284		
	ACB285		
	ACB4C3＊		
尿管カテーテル付 ガイドワイヤーなし	ACB4C4＊	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACB463		
	ACB464		
	ACB465＊		
	ACB473		
	ACB474		
	ACB475＊		
標準セット	ACB1C0	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACB1C1		
	ACB1C2		
	ACB1C7		
	ACB1C3		
	ACB1C4		
	ACB1C5＊		
	ACB162		
	ACB167		
	ACB163		
	ACB164		
	ACB165		
	ACB166		
	ACB172＊		
	ACB177		
	ACB173		
	ACB174		
	ACB175＊		
	ACB176＊		
	ACB183		
	ACB184		
	ACB185＊		
	ACB186＊		
尿管カテーテルなし ガイドワイヤーなし	ACBM53＊	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	ACBM55＊		
	ACBM67＊		
	ACBM63＊		
	ACBM64		
	ACBM65＊		
	ACBM66		
	ACBM73		
	ACBM74		
	ACBM75＊		
	ACBM76＊		


4.8Frは糸なし
※受注発注品

	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
	4.8	24	0.035×150	4.8×73	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ボルジェス尿管ステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 21000BZY00591000
		26					
		28					
	6	24					
		26					
		28					
	7	30					
		24					
		26					
	8	28					
		26					
		28					
	4.8	24	—	4.8×73			
		26					
		28					
	6	24					
		26					
		28					
	7	24					
		26					
		28					
	4.8	12	0.035×150	—			
		16					
		20					
		22					
		24					
		26					
	6	28					
		20					
		22					
		24					
		26					
		28					
	7	30					
		20					
		22					
		24					
		26					
		28					
	8	30					
		24					
		26					
		28					
	4.8	24	—	—			
		28					
		22					
	6	24					
		26					
		28					
	7	30					
		24					
		26					
	8	28					
		26					
		28					
		30					

ポルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコーン

- 優れた柔軟性により、患者さんの違和感を緩和
- 生体適合性が高く、長期留置が可能
- X線不透過性により、留置位置の確認が可能



シリコーン 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(16～30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)

	製品番号	先端形状	
標準セット	AJ4261	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4262		
	AJ4263		
	AJ4264		
	AJ4265		
	AJ4266＊		
	AJ4271＊		
	AJ4272		
	AJ4273		
	AJ4274		
	AJ4275		
	AJ4276		
	AJ4281	腎側クローズ／ 膀胱側クローズ	
	AJ4282		
	AJ4283		
	AJ4284		
	AJ4285		
	AJ4286＊		
	AJ4161		
	AJ4163		
	AJ4164		
	AJ4165		
	AJ4171		
	AJ4173		
ガイドワイヤーなし	AJ4174＊	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4175＊		
	AJ4176		
	AJ4CD3		
	AJ4CD4		
直線部側孔なし コネクタブルプッシャー 標準セット	AJ4CD5	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4CE3		
	AJ4CE4		
	AJ4CF3＊		
	AJ4U74		
	AJ4U75	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4U85＊		

※受注発注品

	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
	6	16	0.035×150	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 ポルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,300円 尿管ステント一般I Ⅲ 20300BZY00963000
		20				
		24				
		26				
		28				
	7	30				
		16				
		20				
		24				
		26				
	8	28				
		30				
		16				
		20				
		24				
	6	26				
		28				
		24				
		26				
	7	28				
		30				
		16				
		24				
	6	26				
		28				
		24				
	7	26				
		28				
	8	24				
		26				
	7	26				
		28				
	8	28				
		28				

- 関連する手技料
- K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点
 - K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 1,300点

(実施上の留意事項)


◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

イマジン ハイδροコーディング

- 柔らかい素材で刺激を軽減
- シリコン素材なので生体適合性が高い
- 親水性コーディングにより高い操作性



イマジン ハイδροコーディング 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(16～30cm)
- コネクタブルプッシャー

	製品番号	先端形状	
標準セット	BCHJ61	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	BCHJ62		
	BCHJ67		
	BCHJ63		
	BCHJ64		
	BCHJ65		
	BCHJ66		
	BCHJ71		
	BCHJ72		
	BCHJ77		
	BCHJ73		
	BCHJ74		
	BCHJ75		
	BCHJ76		
	BCHJ81		
	BCHJ82		
	BCHJ83		
	BCHJ84		
	BCHJ85		
	BCHJ86		

	外径 (Fr)	長さ (cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
	6	16	1	15,300円	販売名 シリコンハイドロコーディング 一般的名称 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,300円 略称 尿管ステント一般I クラス分類 Ⅲ 医療機器承認番号 23100BZX00046000
		20			
		22			
		24			
		26			
		28			
	7	30			
		16			
		20			
		22			
		24			
		26			
	8	28			
		30			
		16			
		20			
		24			
		26			
		28			
		30			
		16			
		20			
		24			
		26			
		28			
		30			


関連する手技料	(実施上の留意事項)
●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 3,400点	◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
●K783-3 経尿道的尿管ステント除去術 1,300点	◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント除去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

エンドウロロジー製品

ポルジェス ダブルループ尿管ステント

バイオソフト デュオ

- ダブルレイヤー(二重構造)により、ステント表面は柔軟性があり、患者さんの違和感を軽減しつつ、内腔はすべりがよく、スムーズな挿入が可能



バイオソフトデュオ 尿管カテーテル付 標準セット


標準セット セット内容

- 尿管ステント(20～30cm)
- コネクタブルプッシャー又はシンプルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(シンプルプッシャーのみ)

ポルジェス ダブルループ尿管ステント

バイオソフト デュオ
マルチレングスハイドロコーティング

- 親水性コーティングつきですので、スムーズな挿入が可能
- 膀胱側マルチレングスループにより、1本のステントで22cm～28cmの長さの選択が可能



バイオソフトデュオ マルチレングス 標準セット

標準セット セット内容

- 尿管ステント(22～28cm)
- コネクタブルプッシャー(BNGA58/68/78はシンプルプッシャー)
- PTFEコーティングガイドワイヤー(先端柔軟部5cm)
- クランプ(シンプルプッシャーのみ)

	製品番号	先端形状	
尿管カテーテル付 標準セット	BCAM40	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	BCAM41		
	BCAM42		
	BCAM47		
	BCAM43		
	BCAM44		
	BCAM45		
	BCAM46		
	BCAM63		
	BCAM64		
	BCAM65		
	BCAM73		
	BCAM74		
	BCAM75		
標準セット	BCAA62 *	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	BCAA67		
	BCAA63 *		
	BCAA64		
	BCAA65 *		
	BCAA66 *		
	BCAA72 *		
	BCAA77		
	BCAA73		
	BCAA74 *		
	BCAA75 *		
	BCAA76		
	BCAA84		
	BCAA85 *		
	BCAA86 *		
	BCAA94		
	BCAA95 *		
	BCAA96 *		

※受注発注品

	製品番号	先端形状	
標準セット	BCGA58	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	BCGA68		
	BCGA78		
	BNGA58 *		
	BNGA68 *		
	BNGA78 *		

※受注発注品

	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	4.8	12	0.035×150	4.8	1	15,300円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェス尿管ステントⅢ 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 15,300円 尿管ステント一般Ⅰ Ⅲ 21600BZY00606000
		16						
		20						
		22						
		24						
		26						
		28						
		30						
	6	24		4.8×73				
		26						
		28						
	7	24		4.8×73				
		26						
		28						
	6	20		—				
		22						
		24						
		26						
		28						
		30						
		30						
	7	20						
		22						
		24						
		26						
		28						
	8	26						
		28						
		30						
	9	26						
		28						
		30						

	外径 (Fr)	長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	尿管カテーテル (Fr×cm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	4.8	22-28	0.035×150	—	1	15,300円	販売名 ポルジェス尿管ステントⅢ 一般的名称 バイオソフトデュオ マルチレングス 長期使用尿管用チューブステント JMDNコード 34926003 償還区分 035尿管ステントセット (1)一般型 ①標準型 償還価格 15,300円 略称 尿管ステント一般I クラス分類 Ⅲ 医療機器承認番号 22800BZX00411000	
	6							
	7							
	4.8							
	6							
	7							

関連する手技料		(実施上の留意事項)
●K783-2 経尿道的尿管ステント留置術	3,400点	◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
●K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術	1,300点	◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

エンドウロロジー製品

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコーン製 パイアロステント

腎盂尿管移行部 (UPJ) ステント

- 腎盂側直線部 (8cm)が側孔なしの12Frの太径




パイアロステント 標準セット

ボルジェス ダブルループ尿管ステント

シリコーン製 ステノステント

尿管狭窄用ステント

- 直線部全体が側孔なしの12Frの太径で、尿管の圧迫による狭窄を改善




ステノステント 標準セット

ボルジェス シングルループ尿管ステント

ボルテック

- 挿入位置が確認しやすいマーキング付き
- 適切なドレナージを確保するサイドホール付き
- 腎側ループがステントの移動を防止
- 素材にダブルループ尿管ステントと同じボルテックを使用することで高い生体適合性を保有



シングルループ尿管ステント ボルテック

	製品番号	先端形状	
パイアロステント 標準セット	AJ4Y84	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4Y85		
	AJ4Y86*		

※受注発注品

標準セット セット内容

- 尿管ステント (26～30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー (先端柔軟部5cm)

	製品番号	先端形状	
ステノステント 標準セット	AJ4W81*	腎側オープン／ 膀胱側オープン	
	AJ4W83		
	AJ4W84		
	AJ4W85		
	AJ4W86*		

※受注発注品

標準セット セット内容

- 尿管ステント (16～30cm)
- コネクタブルプッシャー
- PTFEコーティングガイドワイヤー (先端柔軟部5cm)

側孔部位	製品番号	腎側端形状	
ループ及びシャフト部	AC4406	クローズ	
	AC4407※		
	AC4408※		
	ACA206	オープン	
	ACA207		
	ACA208		
ループのみ	ACA106	オープン	
	ACA107		
	ACA108		

※受注発注品

セット内容

- シングルループ尿管ステント (90cm)
- ウロバッグ用コネクタ
- PTFEコーティングガイドワイヤー (先端柔軟部5cm)
- クランプ

	外径 (Fr)		長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	ループ、その他直線部	腎盂側直線部						
8		12	26	0.035×150	1	21,600円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (3) エントパイロトミー用 21,600円 尿管ステントエンドパイロトミーⅢ 20300BZY00963000
			28					
			30					

	外径 (Fr)		長さ (cm)	ガイドワイヤー (inch×cm)	包装単位 (セット／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	ループ部	直線部						
8		12	16	0.035×150	1	21,600円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェ ウレテラルステント 長期使用尿管用チューブステント 34926003 035尿管ステントセット (3) エントパイロトミー用 21,600円 尿管ステントエンドパイロトミーⅢ 20300BZY00963000
			24					
			26					
			28					
			30					

関連する手技料		(実施上の留意事項)
●K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	3,400点
●K783-3	経尿道的尿管ステント除去術	1,300点
		◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 ◇K783-2経尿道的尿管ステント留置術とK783-3経尿道的尿管ステント除去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	外径(Fr)	長さ(cm)	ガイドワイヤー(inch×cm)	包装単位(本／箱)	メーカー希望小売価格	一般の名称・クラス分類など	
	6	90	0.035×150	1	7,900円	販売名 一般の名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェス尿管ステント 短期使用尿管用チューブステント 34926022 035尿管ステントセット (2)外瘻用 ①腎盂留置型 ア)標準型 7,900円 尿管ステント外瘻Ⅰ Ⅱ 21000BZY00591000
	7						
	8						
	6						
	7						
	8						
	6						
	7						
	8						

関連する手技料	
●K790	尿管皮膚瘻造設術
14,200点 (手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)	

ドルミヤ[®]No-Tip、N.stone[®]の特徴


バスケット 形状記憶に優れたニチノール合金採用

シース PTFEコーティングで摩擦を抑え、スムーズな操作が可能

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル

ドルミヤ[®] No-Tip 軟性鏡用

- チップレスデザインにより低侵襲的に結石へのアプローチが可能
- 4本のワイヤーバスケット構造で腎杯における結石の効果的な捕捉と除去を実現
- 柔軟性に富んだシースは軟性鏡湾曲部の最大屈曲角度に対応
- 1.5Frタイプは灌流量や視野を大きく改善、さらに妥協のない軟性鏡操作が可能



ドルミヤ No-Tip EXN934

	製品番号	
軟性鏡用	EXN934	
	EXN734	




ルアーコネクタ

ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル


ドルミヤ[®] No-Tip 半硬性鏡、硬性鏡用

- チップレスバスケット構造で低侵襲的な結石へのアプローチと同時に、効率的な結石捕捉が可能
- 遠位端の花模様を施した4本のツイストワイヤーは結石や破片の捕捉を容易に



ドルミヤ No-Tip EXN434


	製品番号	
半硬性鏡、硬性鏡用	EXN434	



ポルジェス 結石除去用バスケットカテーテル

ドルミヤ[®] N.stone[®] 半硬性鏡、硬性鏡用

- 形状記憶に優れたニチノール製バスケット
- 4本のヘリカルワイヤー構造
- 組織を傷付けにくいチップ付き



ドルミヤ N.stone

	製品番号	
半硬性鏡、硬性鏡用	EXT624	
	EXT424 *	
	EXT224 *	



※受注発注品

優れたトルク性、人間工学に基づいたデザインで片手操作及び着脱可能

	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	1.5	120	9	1	32,500円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ドルミヤ No-Tip,N.stone 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル 70263000 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 32,500円 なし Ⅱ 225ADBZX00091000
	2.2		11			

	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	3	90	14	1	32,500円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ドルミヤ No-Tip,N.stone 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル 70263000 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 32,500円 なし Ⅱ 225ADBZX00091000

	外径 (Fr)	長さ (cm)	バスケット外径 (mm)	包装単位 (セット/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	2.5	90	12.5	1	32,500円	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ドルミヤ No-Tip,N.stone 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル 70263000 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット 32,500円 なし Ⅱ 225ADBZX00091000
	3		15			
	4		15			

関連する手技料

- K781 経尿道的尿路結石除去術
1. レーザーによるもの 22,270点
2. その他のもの 14,800点

(実施上の留意事項)

◇経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結

石を破碎し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて碎石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、K798膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

●K798 膀胱結石、異物摘出術

- 1. 経尿道的手術 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

●K798-2 経尿道的尿管凝血除去術（バスケットワイヤーカテーテル使用） 8,320点

(実施上の留意事項)

◇内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。（手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。）

ネフロードの特徴

カテーテル

■ 腰の強さと適度な柔らかさのボルトテック

■ X線高不透過

■ 形状保持能力が高く、折れ曲がりにくい

Jチップ

マレコー

接続チューブ

■ 可動式ルアーコネクターにより、カテーテルのキンクを防止

インナースタイレット

■ スタイレットを入れやすく、ループに優しい

挿入前

抜去後

ピールアウェイシース付きダイレーター


■ ピールアウェイシースにより、カテーテルがよりスムーズに挿入可能

ポルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

- 必要な器材がワンパッケージに入った腎瘻造設セット

Jチップカテーテル 造設セット&カテーテルセット



ネフロード Jチップカテーテル ピールアウェイシース付造設セット RJA212

造設セット セット内容(Jチップカテーテル・マレコーカテーテル共通)

- カテーテル ● カテーテルスタイレット
- チバニードル(18、22G) ● ガイドワイヤー
- ダイレーター ● 固定用マフ ● 活栓 ● 接続チューブ

カテーテルセット セット内容(Jチップカテーテル・マレコーカテーテル共通)

- カテーテル ● カテーテルスタイレット
- 固定用マフ ● 活栓 ● 接続チューブ

	製品番号	カテーテル			
		外径 (Fr)	長さ (cm)	スタイレット	
Jチップカテーテル ピールアウェイシース付 造設セット	RJA208	8	29	メタル	
	RJB208*				
	RJA210	10			
	RJA212	12			
Jチップカテーテル 造設セット	RJA006	6	29	メタル	
	RJA108	8			
	RJB108				
	RJA110	10			
	RJA112	12	32.5		
	RJA114	14			
Jチップカテーテルセット	RCJ006	6	29	メタル	
	RCJ007*	7			
	RCJ108	8			
	RCJ109*	9			
	RCJ110	10			
	RCJ112	12			
	RCJ114	14			
			32.5		

※受注発注品

保険償還

区分	償還価格(1本あたり)
198ドレナージカテーテル	5,700円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル②マレコ型	6,090円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレーター①シースあり	2,490円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレーター②シースなし	2,140円
197ガイドワイヤー	1,950円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(4)穿刺針	1,910円

※Jチップカテーテル：ドレナージカテーテル
ピールアウェイシース付ダイレーター：ダイレーター①シースあり
シングルダイレーター：ダイレーター②シースなし
チバニードル：穿刺針

	ガイドワイヤー			チバニードル		ダイレーター				包装単位	メーカー希望 小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
	総数 (本/セット)	タイプ	長さ (inch×cm)	総数 (本/セット)	外径 (G)	ピールアウェイシース付ダイレーター 総数(本/セット) 内径 (Fr)	シングルダイレーター 総数(本/セット) 外径 (Fr)						
		セルディンガー シュラー	0.038×80 0.035×100			1	9 11 13	1 2 3	6 6.8 6.8、10			16,100円 18,240円 20,380円	販売名 ポルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 10735002 II 21600BZY00321000
	1	セルディンガー シュラー	0.038×80 0.035×100	2	22 ・ 18		3 5	6.8、10 6.8、10、 12、14		1 (セット/箱)	23,430円	17,890円 22,170円	
										5 (セット/箱)	28,500円 (@5,700)	28,500円 (@5,700)	

算定の例【RJA210】

	本数	償還価格
ドレナージカテーテル	1	5,700円
腎瘻・ダイシースあり	1	2,490円
腎瘻・ダイシースなし	2	2,140円
ガイドワイヤー	1	1,950円
腎瘻・穿刺針	2	1,910円
計		18,240円

材料価格算定上の留意事項

(20)腎瘻又は膀胱瘻用材料
イ 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内に留置した場合に算定できる。
エ いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料


●K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 13,860点
(実施上の留意事項)
◇手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

エンドウロロジー製品

ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

マレコーカテーテル 造設セット&カテーテルセット



ネフロード マレコーカテーテル ピールアウェイシース付造設セット RMA214

ボルジェス ネフロストミーカテーテルセット

ネフロード

交換セット&アクセサリ

区分		償還価格(1本あたり)
198ドレナージカテーテル		5,700円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(1)腎瘻用カテーテル②マレコ型		6,090円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレター①シースあり		2,490円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレター②シースなし		2,140円
197ガイドワイヤー		1,950円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(4)穿刺針		1,910円

※ピールアウェイシース付ダイレター：ダイレター①シースあり
シングルダイレター：ダイレター②シースなし
チバニードル：穿刺針

算定の例【RMA212】		本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテマレコ		1	6,090円
腎瘻・ダイシースあり		1	2,490円
腎瘻・ダイシースなし		3	2,140円
ガイドワイヤー		1	1,950円
腎瘻 穿刺針		2	1,910円
		計	20,770円

材料価格算定上の留意事項
(20)腎瘻又は膀胱瘻用材料
イ 腎瘻用カテーテルは、腎瘻又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
エ いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

	製品番号	カテーテル			
		外径 (Fr)	長さ (cm)	スタイルット	
マレコーカテーテル ピールアウェイシース付 造設セット	RMA208	8	35	メタル	
	RMA210	10	36	プラスチック	
	RMA212	12			
	RMA214	14			
マレコーカテーテル 造設セット	RMA108	8	35	メタル	
	RMA110	10	36	プラスチック	
	RMA112	12			
	RMA114	14			
マレコーカテーテルセット	RCM008	8	35	メタル	
	RCM010*	10	36	プラスチック	
	RCM012	12			
	RCM014	14			

※受注発注品

	製品番号	ガイドワイヤー			
		総数 (本/セット)	タイプ	(inch×cm)	
ピールアウェイシース付 交換セット	EX010AS*	1	Jチップセルディンガー	0.038×80	
	EX010DS*		ストレートセルディンガー	0.035×150	
	EX010BS*		Jチップシューラー	0.035×100	
	EX010ES*		ストレートシューラー		
交換セット	EX010A3		Jチップセルディンガー	0.038×80	
	EX010D3		ストレートセルディンガー	0.035×150	
	EX010B3		Jチップシューラー	0.035×100	
	EX010E3*		ストレートシューラー		
	EX014A		Jチップセルディンガー	0.038×80	
	EX014D		ストレートセルディンガー	0.035×150	
	EX014B	Jチップシューラー	0.035×100		
EX014E*	ストレートシューラー				
ピールアウェイシース付 ダイレター	RBC008				
	RBC010				
ダイレター	RBA008*		—		
	RBA010*				
	RBA012*				
	RBB010				
	RBB014				
チバニードル	RAC022		—		
	RAC018				
ガイドワイヤー	AEJ435	1	Jチップシューラー	0.035×100	
	AE0435*		ストレートシューラー		
	AE1138		Jチップセルディンガー	0.038×80	
	AE0C35		ストレートセルディンガー	0.035×150	

	製品番号	長さ(cm)	包装単位	
接続チューブ	REA000	25	10 (個/箱)	
固定ディスク(10Frカテーテル用)	RDA010	—		

※受注発注品

	ガイドワイヤー			チバニードル		ダイレター				包装単位	メーカー希望 小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など	
	総数 (本/セット)	タイプ	長さ (inch×cm)	総数 (本)	外径 (G)	ピールアウェーシース付ダイレター		シングルダイレター						
						総数(本)	内径(Fr)	総数(本)	外径(Fr)					
	1	セルディンガー	0.038×80	2	22 ・ 18	1	9	1	6	1 (セット/箱)	23,990円	16,490円	販売名 ボルジェス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル JMDNコード 10735002 Ⅱ 医療機器承認番号 21600BZY00321000	
							11	2	6, 8			18,630円		
							13	3	6, 8, 10			20,770円		
							15	4	6, 8, 10, 12			22,910円		
								3	6, 8, 10			18,280円		一般の名称 腎瘻用カテーテル 10735002 Ⅱ 医療機器承認番号 21600BZY00321000
					—		5	6, 8, 10、 12、14			22,560円			
	—			—		—				5 (セット/箱)	30,450円 (@6,090)	30,450円 (@6,090)		

関連する手技料
●K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 13,860点(実施上の留意事項)
◇手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

ダイレーター					外径 (G)	包装単位	メーカー希望 小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
ピールアウェイシース付ダイレーター		シングルダイレーター							
本数	内径 (Fr)	総数 (本)	外径 (Fr)						
	1	11	2	6.8	—	1 (セット／箱)	8,720円	8,720円	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエス ネフロストミー カテーテルセット 短期的使用 腎瘻用カテーテル 10735002 Ⅱ 21600BZY00321000
	—		3	6.8、10			8,370円	8,370円	
			5	6.8、10、 12、14			12,650円	12,650円	
	1	9	1	6	—	5 (セット／箱)	30,000円 (@6,000)	23,150円 (@4,630)	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエス ネフロストミー カテーテルセット 拡張器 11254000 Ⅱ 21600BZY00321000
		11	2	6.8			45,000円 (@9,000)	33,850円 (@6,770)	
	—		1	8			15,000円 (@3,000)	10,700円 (@2,140)	
				10	45,000円 (@9,000)	32,100円 (@6,420)			
				12					
			3	6.8、10	75,000円 (@15,000)	53,500円 (@10,700)			
			5	6.8、10、12、14					
	—				22	5 (本／箱)	25,000円 (@5,000)	9,550円 (@1,910)	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエスネフロストミカテーテルセット イントロデューサ針 12727020 Ⅱ 21600BZY00321000
					18				
	—				—	5 (本／箱)	60,000円 (@12,000)	9,750円 (@1,950)	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエスネフロストミカテーテルセット 非血管用ガイドワイヤ 35094022 Ⅱ 21600BZY00321000
							50,000円 (@10,000)		
							30,000円 (@6,000)	9,750円 (@1,950)	
							25,000円 (@5,000)		

	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など			
	30,000円(@3,000)	一般的名称 JMDNコード	カテーテルコネクタ 32339000	クラス分類 医療機器承認番号	I 21600BZY00321000
	10,000円(@1,000)	一般的名称 JMDNコード	カテーテル固定用パッチ 70328000	クラス分類 医療機器承認番号	I 21600BZY00321000


シャイロ[®] ガイドワイヤー

- 独自のStranded Wire Technologyによりコシを持たせつつ自由自在なコントロールを可能にし、高トルク性を実現
- 先端部の親水性コーティングにより蛇行部位や屈曲尿管への挿入が容易
- シャフト部分のPTFEコーティングにより挿入性向上



シャイロガイドワイヤー

製品番号	先端形状	
GW35159S	ストレート	




	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	0.035	150	9	5	30,000円 (@6,000)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 クラス分類 医療機器認証番号	シャイロ ガイドワイヤー 非血管用ガイドワイヤ 35094022 197ガイドワイヤー 1,950円 II 225ADBZX00017000

ボルジェス 親水性ガイドワイヤー

ダイヤモンドガイドワイヤーⅡ


- 独自の親水性コーティング技術により、カテーテル内の摩擦抵抗を小さくし通過性と滑り易さが向上
- 加工硬化型Ni-Ti合金の芯線は優れた弾性ひずみ特性により、安定した操作が可能
- ラウンドタイプの先端形状が組織への損傷を抑え、透視下での視認性も向上



親水性ガイドワイヤー ダイヤモンドガイドワイヤーⅡ

製品番号	先端形状	
GH32153S	ストレート	
GH35153A	アングル	
GH35153S	ストレート	

サイズごとのカラーコード



	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	0.032	150	3	5	27,500円 (@5,500)	一般的名称	心臓・中心循環系用 カテーテルガイドワイヤ
	0.035					JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 製造販売業者	35094114 IV 21100BZZ00505A01 シルルクス株式会社

ガイドワイヤー（セルディングガー）

- X線不透過性
- PTFEコーティング
- ストレートセルディングガータイプ



ガイドワイヤー（セルディングガー）

製品番号	先端形状	
AE0032 [※]	ストレート	
AE0035		
AE0038 [※]		
AE0E32 [※]		
AE0E38 [※]		

※受注発注品

	外径 (inch)	長さ (cm)	先端柔軟長 (cm)	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	0.032	150	5	5	25,000円 (@5,000)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 クラス分類 医療機器承認番号	セルディングガーガイドワイヤー 非血管用ガイドワイヤ 35094022 197ガイドワイヤー 1,950円 II 231ADBZX00018000
	0.035						
	0.038						
	0.032	90	—		16,000円 (@3,200)		
	0.038						

ポルジェス 尿管カテーテル

フラッシュカテーテル

- 結石のプッシュアップやガイドワイヤ挿入補助に適合
- メタルスタイレット、シリンジにフィットするルアーロックコネクタが附属
- 推奨ガイドワイヤ径は0.038"
- X線不透過のPEBA(ポリエーテルブロックアミド)素材




逆行性尿管腎盂造影 (RUP) 用カテーテル

- 造影剤の漏れを防ぎ、効率的な造影が可能
- メタルスタイレット、シリンジにフィットするルアーロックコネクタが附属
- X線不透過の塩化ビニール系のネオプレックス (NEOPLEX®) 素材



ドレナージ用カテーテル

- 2側孔は通常のドレナージ用。
- 6側孔は特に効率の良いドレナージが要求される時に使用
- 装着済みスタイレットは、プラスチックあるいはより腰の強いメタルの2タイプ。
- シリンジに接続可能なコネクタが附属
- X線不透過の塩化ビニール系のネオプレックス (NEOPLEX®) 素材
- 表面が滑らかで、肉厚が薄く内腔が広いため、最適なドレナージが可能
- 刺激が少なく、炎症などのトラブルを軽減
- カテーテル挿入時にはトルク性のある硬さを保ち、体内で徐々に柔軟性を増し、適度な硬さを維持するすぐれた温度順応性



ドレナージ用カテーテル

関連する手技料

●D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点

注)膀胱尿道ファイバースコープ及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

(実施上の留意事項)

◇尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検

索を行った場合に算定できるもので、同時に行うD317膀胱尿道ファイバースコープ及

びD317-2膀胱尿道鏡検査を含む。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場

合には算定できない。

(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	製品番号	球部外径 (Fr)	
フラッシュカテーテル オープンエンド	ACP205	—	
	ACP206		
	ACP207		
	ACP208		
逆行性尿管腎盂造影 (RUP) 用カテーテル オーバーバルブ	AC5904 *	4	
	AC5905 *	5	
	AC5906 *	6	
	AC5907	7	
	AC5908 *	8	
	AC5909	9	
	AC5910 *	10	
ドレナージ用カテーテル ストレートホイッスル	AC5203 *	—	
	AC5204 *		
	AC5205 *		
	AC5206 *		
	AC5207 *		
	AC5208 *		
	AC5503		
	AC5504		
	AC5505		
	AC5506		
	AC5507 *		
	AC5508 *		
	ACN603 *		
	ACN604 *		
	ACN605 *		
	ACN606 *		
	ACN607 *		
	ACN608 *		
ドレナージ用カテーテル ストレートオリーブ	AC5103 *	—	
	AC5104 *		
	AC5105 *		
	AC5106 *		
	AC5107 *		
	AC5108 *		
	AC5403 *		
	AC5404 *		
	AC5405		
	AC5406		
	AC5407 *		
	ACN503 *		
	ACN504 *		
	ACN505 *		
	ACN506 *		
	ACN507 *		
	ACN508 *		
ドレナージ用カテーテル ストレートラウンド	AC5003 *	—	
	AC5004		
	AC5005		
	AC5006 *		
	AC5007 *		
	AC5008 *		
	AC5303		
	AC5304		
	AC5305		
	AC5306		
	AC5307		
	AC5308 *		

※受注発注品

	外径(Fr)	長さ(cm)	側孔数(ヶ)	スタイレット	包装単位(本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	4.8	73	－	メタル	5	15,000円 (@3,000)	販売名 ポルジェス尿管ステント 一般的名称 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDNコード 34926012 クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 21000BZY00591000	
	6							
	7							
	8							
	3	69	－	メタル	5	17,500円 (@3,500)		
	4							
	5							
	6							
	7							
	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)	販売名 ポルジェ 泌尿器用カテーテル 一般的名称 尿管向け泌尿器用カテーテル JMDNコード 34926012 クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 20300BZY00965000	
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5		メタル	6		30,000円 (@3,000)		
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5		メタル	6		30,000円 (@3,000)		
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5		メタル	6		30,000円 (@3,000)		
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3	70	2	プラスチック	10	25,000円 (@2,500)		
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5		メタル	6		30,000円 (@3,000)		
	6							
	7							
	8							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							

ユニバーサルコネクター

- ソフトラテックス素材
- 3～12Fr.までの尿管カテーテルに接続可能
- 造影剤の注入にも使用可能
(ルアーコネクターによるシリンジ接続が可能)
- カテーテルとウロバッグとの接続可能



ユニバーサルコネクター

K-Box®

- トレーニング用模擬モデル



K-Box®

製品番号	長さ (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望 小売価格
AK3100	12.4	10	20,000円 (@2,000)

販売名：ボルジェ 泌尿器用カテーテル
一般的名称：カテーテルコネクタ JMDNコード：32339000 クラス分類：I
医療機器承認番号：20300BZY00965000

製品番号	長さ (cm)	横幅 (cm)	高さ (cm)	メーカー希望 小売価格
000PKBOX01	23.5	17.5	22	800,000円

下部尿路系製品
消化器系カテーテル

- 下部尿路系製品
- ボルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット
シストドレイン インテグラル(造設セット&交換セット)
シストドレイン(造設セット&交換セット)
ユリスティル(造設セット&交換セット)
S.P.E.C.10(造設セット)
 - 膀胱留置用バルーンカテーテル
フォリシル®カテーテル
フォリシル®カテーテル 小児用
フォリシル®カテーテル
 - ボルジェス エックスフロー カテーテル
前立腺カテーテル
ネオブラダー
 - ボーニー
 - Elephant®
 - ボルジェス ウロダイナミックカテーテル

- 消化器系カテーテル
- 胆道チューブ ペディネリ・アリアンカテーテル
 - エスキャット胆嚢管カテーテル

シストドレイン インテグラルの特徴

カテーテル

■ カテーテルと一体化したバルーンで段差がなく、抜去時や交換時の刺激を軽減

組織への刺激を大幅に軽減できる一体型シリコンバルーン


100%シリコンカテーテル

ガイドワイヤー挿入可能な先穴式

ボルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット

シストドレイン インテグラル

ストレート型バルーンカテーテル



シストドレイン インテグラル 造設セット

サイズごとのカラーコード (Fr)

10

12

14

16

18

20

造設セット セット内容

- カテーテル ● トロッカー ● マフ ● 栓 ● メス ● 固定シール

基本交換セット セット内容

- カテーテル ● 栓 ● 固定シール

	製品番号	トロッカー外径	
造設セット	CD1010	4.6mm (13.8Fr)	
	CD1012	5mm (15Fr)	
	CD1014	5.6mm (16.8Fr)	
ガイドワイヤー付 ダイレーター付交換セット	CD1112	—	
	CD1114		
ガイドワイヤー付交換セット	CD1A10		
	CD1A12		
	CD1A14		
	CD1A16		
基本交換セット	CD1B10		
	CD1B12		
	CD1B14		
	CD1B16		
	CD1B18		
	CD1B20		
	CD1C10*		
	CD1C12		
	CD1C14		
	CD1C16		
	CD1C18		
	CD1C20		

※受注発注品

償還価格

区分	償還価格 (1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料 (5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

※トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

スプリッタブル(分割式)トロッカー

■ セーフティーリングにより、不用意な分割を防止
■ 安全かつ的確な造設
■ トロッカーの抜去が容易

セーフティー
リング

※サイズ別に色が異なります。

ピールアウェイシース付きダイレーター

■ ダイレーター付交換セットを使用すれば、
交換時にカテーテルのサイズアップが可能

	カテーテル			ピールアウェイシースダイレーター		ガイドワイヤー		包装単位	メーカー希望	償還価格	一般的名称・クラス分類など				
	外径 (Fr)	長さ (cm)	バルーン容量 (ml)	総数 (本/セット)	外径 (Fr)	総数 (本/セット)	(inch×cm)	(セット/箱)	小売価格						
	10	40	3	—		—		5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	販売名 ボルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット 一般的名称 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル JMDNコード 34924002 クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 21700BZY00148000				
	12		5						1			13	15	18,950円 (@3,790)	18,950円 (@3,790)
	14														
	12		3	1	ストレート セルディンガー 0.038×80	5	18,950円 (@3,790)	18,950円 (@3,790)							
	14		5												
	10								3						
	12		5												
	14														
	16														
	10			3											
	12		5												
	14														
	16														
	18														
	20		—	—	—	1	3,790円	3,790円							
	10														
	12														
	14														
	16	5													
	18														
	20														
	10		3												
	12	5													
	14														
	16														
	18														
	20														

算定の例【CD1014】

	本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテ膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻・膀胱・穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項

- (20)腎瘻又は膀胱瘻用材料
ア 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
ウ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿孔針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
エ いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料

- K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分

- O11 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

シストドレインの特徴

カテーテル

■ 症例に応じた3種類のカテーテル

Jチップバルーンカテーテル
体外固定不要


Jチップカテーテル

スモールJチップカテーテル
ショートトロッカー用(5cm、8cm)
小児や体の小さい患者様向け

ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット

シストドレイン

Jチップバルーンカテーテル
ストレート型バルーンカテーテル



シストドレイン Jチップバルーンカテーテル 造設セット

サイズごとのカラーコード (Fr)


10

13

スモールJチップカテーテル

- 小児や体の小さな患者さま向け

Jチップカテーテル



シストドレイン スモールJチップカテーテル 造設セット

スプリッタブル(分割式)トロッカー

■ 通常の12cmだけでなく、5cm 8cmの短いサイズがあり、症例に応じて選択可能。

5cmトロッカー

8cmトロッカー

	カテーテル		バルーン容量 (ml)	ガイドワイヤー		包装単位 (セット／箱)	メーカー希望 小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など	
	外径 (Fr)	長さ (cm)		総数 (本／セット)	(inch×cm)					
	10	42	5	－		5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)	販売名 ポルジェス 膀胱穿刺カテーテルセット 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 34924002 Ⅱ 21700BZY00148000	
	13			1	0.032×90	1	3,790円	3,790円		
	10				0.038×90					
	13									
	10	42	5	－		5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)		
	13			1	0.032×90	1	3,790円	3,790円		
	10				0.038×90					
	13									
	8	50	－	－		5	107,000円 (@21,400)	48,050円 (@9,610)		
	40									
	8	50								
	11									
	14									
	8	42		1	0.038×90	1	3,790円	3,790円		
	11									
	14									

算定の例【AJ7112】

	本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテ膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻・膀胱・穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項

(20)腎瘻又は膀胱瘻用材料

ア 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

ウ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。

エ いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

関連する手技料

●K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分

011 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

	製品番号	トロッカー		
		外径 (Fr)	長さ (cm)	
Jチップバルーンカテーテル 造設セット	AJ7112 AJ7115	12 15	12	
Jチップバルーンカテーテル 交換セット	AJ7B12* AJ7B15*	—		
ストレート型バルーンカテーテル 造設セット	AJ7012 AJ7015	12 15	12	
ストレート型バルーンカテーテル 交換セット	AJ7A12* AJ7A15	—		
スモールJチップカテーテル 造設セット	AJ8609 AJ8709	9	8 5	
Jチップカテーテル 造設セット	AJ8509 AJ8512 AJ8515	9 12 15	12	
Jチップカテーテル 交換セット	AJ8A09 AJ8A12* AJ8A15	—		

※受注発注品

償還価格

区分	償還価格(1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料(5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

※トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

造設セット セット内容

(Jチップバルーン及びストレート型バルーンカテーテルタイプ)

- カテーテル ● トロッカー
- マフ ● 栓 ● メス ● クランプ

造設セット セット内容(スモールJチップ、Jチップカテーテルタイプ)

- カテーテル ● トロッカー
- マフ ● メス ● クランプ
- 2000mlウロバッグ

交換セット セット内容(共通)

- カテーテル
- ガイドワイヤー(ストレートセルディング)
- マフ ● クランプ

下部尿路系製品

膀胱瘻セット

ユリスティル

- ステンレススチール製の非分割式トロッカー（穿刺針及びシース）
- シリコン製シングルループカテーテル（長さ50cm）



ユリスティル 造設セット

造設セット セット内容

- ステンレススチール製非分割式トロッカー
- シングルループカテーテル ● マフ ● メス
- ルアーコネクター付三方活栓
- ラテックス製ウロバッグコネクター

	製品番号	トロッカー外径 (Fr)	
造設セット	AJ8909*	9	
	AJ8912	12	
	AJ8915	15	
交換セット	AJ9A09*	—	
	AJ9A12*		
	AJ9A15		

※受注発注品

交換セット セット内容

- シングルループカテーテル ● マフ ● メス
- ルアーコネクター付三方活栓
- ラテックス製ウロバッグコネクター

膀胱瘻セット

S.P.E.C.10

緊急膀胱穿刺マレコカテーテルセット

- 低刺激のポリウレタン製カテーテル



S.P.E.C.10（緊急膀胱穿刺マレコカテーテルセット）

セット内容

- マレコカテーテル（穿刺針挿入済） ● マフ ● メス
- ルアーコネクター付三方活栓
- ラテックス製ウロバッグコネクター
- 接続チューブ
- 2000mlウロバッグ

償還価格

区分	償還価格 (1本あたり)
031腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル	3,790円
031腎瘻又は膀胱瘻用材料 (5)膀胱瘻用穿孔針	5,820円

※トロッカー：膀胱瘻用穿孔針

	カテーテル外径 (Fr)	カテーテル長さ (cm)	包装単位 (セット／箱)	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
	8	50	1	21,400円	9,610円	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエ 泌尿器用カテーテル 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル 34924002 Ⅱ 20300BZY00965000
	11					
	14					
	8	50	1	3,790円	3,790円	
	11					
	14					

	カテーテル外径 (Fr)	カテーテル長さ (cm)	包装単位 (セット／箱)	メーカー希望小売価格	償還価格	一般的名称・クラス分類など
	10	27.6	1	21,400円	9,610円	販売名 一般的名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号 ボルジエ 泌尿器用カテーテル 短期的使用 恥骨上泌尿器用カテーテル 34924002 Ⅱ 20300BZY00965000
	12					
	14					
	16					

関連する手技料
●K805 膀胱瘻造設術 3,530点
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

在宅で使用する場合の償還区分
011 膀胱瘻用カテーテル 3,790円

算定の例【AJ8912】

	本数	償還価格
腎瘻・膀胱瘻カテ膀胱瘻用	1	3,790円
腎瘻・膀胱・穿孔針	1	5,820円
計		9,610円

材料価格算定上の留意事項


(20)腎瘻又は膀胱瘻用材料
ア 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
ウ 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
エ いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

フォリシル®カテーテルの特徴

先端形状に特化した
フォリシル®カテーテル

オーバーザガイド(先穴タイプ)

- 尿道狭窄などの挿入困難症例向け
- 他社にはない先端オープン型で、ドレナージ性に優れ、ガイドワイヤーを用いての挿入、抜去が可能



チーマン

- 尿道狭窄などの挿入困難症例向け



ラウンド(スタンダードタイプ)


- 先端側孔2ヶ 一般的使用



膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 内腔が広く優れたドレナージ力
- X線不透過ライン付




フォリシル® カテーテル

膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル 小児用

- 小児用は6Frからの取り揃え(6~10Fr)
- 挿入をスムーズにするスタイレット付
- ガイドワイヤー使用可能な先穴タイプ(スタイレットなし)もあり



フォリシル® カテーテル 小児用

	製品番号	外径 (Fr)	
スタンダード	AA6112	12	
	AA6114	14	
	AA6116	16	
	AA6118	18	
	AA6120	20	
	AA6122	22	
	AA6124	24	

	長さ(cm)	バルーン容量(ml)	包装単位(本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	40	10	5	2,805円 (@561)	販売名	ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ
		一般的名称			短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル	
		15			JMDNコード	34917002
					償還区分	039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
					償還価格	561円
					略称	膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1
					クラス分類	Ⅱ
					医療機器承認番号	21600BZY00275000
					在宅で使用する 場合の償還区分	004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型

	製品番号	外径 (Fr)	
小児用スタンダード (潤滑剤付)	AA6106	6	
	AA6108	8	
	AA6110	10	
小児用チーマン	AA6308	8	
	AA6310	10	
小児用オーバーザガイド (先穴タイプ)	AA6406	6	
	AA6408	8	
	AA6410	10	


	長さ(cm)	バルーン容量(ml)	推奨ガイドワイヤー径(inch)	包装単位(本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	30	1.5	—	5	10,450円 (@2,090)	販売名	ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ
		3				一般的名称	短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル
	35		JMDNコード			34917002	
	29	3	償還区分			039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (5)特定(Ⅱ)	
			34			償還価格	2,090円
	30	1.5	0.025			略称	膀胱留置カテ特定(Ⅱ) Ⅱ
		3		0.032	クラス分類	21600BZY00275000	
	35		3	0.038	医療機器承認番号	004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (5)特定(Ⅱ)	
						在宅で使用する 場合の償還区分	

関連する手技料
●J063 留置カテーテル設置 40点
注1) 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。
注2) 区分番号C106に拠る在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に拠る在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。
(実施上の留意事項)
(1) 長期間にわたり、バルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があってカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。
(2) C106在宅自己導尿指導管理料又はC109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。
(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

膀胱留置用バルーンカテーテル

フォリシル® カテーテル

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 内腔が広く優れたドレナージカ
- 様々な症例に応じたサイズと3種の先端形状
- X線不透過ライン付



フォリシルカテーテル オーバーザガイド

サイズごとのカラーコード (Fr)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

溝付き
先端部形状

断面図

	製品番号	外径 (Fr)	
チーマン	AA6312	12	
	AA6314	14	
	AA6316	16	
	AA6318	18	
	AA6320	20	
	AA6322	22	
オーバーザガイド (先穴タイプ)	AA6324 *	24	
	AA6412	12	
	AA6414	14	
	AA6416	16	
	AA6418	18	
	AA6420	20	
30ml/バルーン	AA6422	22	
	AA6424	24	
	AA6C18	18	
	AA6C20	20	
女性用	AA6C22	22	
	AA6C24 *	24	
	AA6512 *	12	
	AA6514	14	
	AA6516	16	
	AA6518	18	
溝付き	AA6520	20	
	AA6522 *	22	
	AA6524 *	24	
	AA6612 *	12	
	AA6614	14	
	AA6616	16	
	AA6618 *	18	
	AA6620	20	
	AA6622 *	22	
	AA6624 *	24	

※受注発注品

	長さ (cm)	バルーン容量 (ml)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	42	10	5	10,450円 (@2,090)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (5)特定(Ⅱ) 2,090円 膀胱留置カテ特定(Ⅱ) Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (5)特定(Ⅱ)
		15			
	40	10	5	2,805円 (@561)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型 561円 膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1 Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
		15			
	41	30	5	2,805円 (@561)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型 561円 膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1 Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
		10			
	25	10	5	2,805円 (@561)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型 561円 膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1 Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
		15			
	41	10	5	2,805円 (@561)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号 在宅で使用する 場合の償還区分 ボルジェスフォリシルカテーテルⅢ 短期的使用泌尿器用 フォーリーカテーテル 34917002 039膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型 561円 膀胱留置カテ2管一般(Ⅱ)-1 Ⅱ 21600BZY00275000 004在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用 ディスポーザブルカテーテル (2)2管一般(Ⅱ)①標準型
		15			

関連する手技料

●J063 留置カテーテル設置 40点

注1) 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。

注2) 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。

(実施上の留意事項)

(1) 長期間にわたり、Jバルーンカテーテルを留置するための挿入手技料は、留置カテーテル設置により算定する。この場合、必要があつてカテーテルを交換したときの挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

(2) C106在宅自己導尿指導管理料又はC109在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。))について、留置カテーテル設置の費用は算定できない。

(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

◇(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

ボルジェス エックスフロー カテーテル

前立腺カテーテル

- 大きな側孔が大きな血餅の通過を可能にし、目詰まりを回避
- 100%オールシリコン製による高い生体適合性



Exsflow カテーテル クッディホイッスル


サイズごとのカラーコード (Fr)

18

20

22

24



ボルジェス エックスフロー カテーテル

ネオブラダー

- 100%オールシリコン製による高い生体適合性
- 先端開口タイプ
- 側孔の位置による選択も可能



フォリシルカテーテル ネオブラダー

ボルジェス エックスフロー カテー

豊富なバリエーションの先端形状

■ 前立腺カテーテルの先端形状			
	クッディホイッスル		クッディラウンド
	クッディホイッスル ショートチップ		ストレート ホイッスル
バレーン容量	先端形状	管 (Way)	
50ml	クッディホイッスル	3	
		2	
	クッディラウンド	3	
		2	
	クッディホイッスルショートチップ	3	
	ストレートホイッスル	3	
		2	
	ストレートラウンド	3	
		2	
30ml	ストレートショートチップ	3	
	オーバーザガイドショートチップ	3	
	クッディホイッスル	3	
	クッディラウンド	3	
	クッディホイッスルショートチップ	3	
	ストレートホイッスル	3	
	ストレートラウンド	3	
	ストレートショートチップ	3	

※受発注品

バレーン容量	先端形状	管 (Way)	
30ml	スタンダード 先端6側孔	3	
	ショート先端4側孔 バレーン下2側孔		


サイズごとのカラーコード (Fr)

18

20

22

テルの特徴



	側孔数	外径				包装単位 (本 / 箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
		18Fr	20Fr	22Fr	24Fr			
	3	AB6318	AB6320	AB6322	AB6324	5	23,050円 (@4,610)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ボルジェス エックスフローカテーテル 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 34917002 039 膀胱留置用ディスポーザブル カテーテル(6)圧迫止血 4,610円 膀胱留置カテー圧迫止血 II 227ADBZX00008000
	3	AB6418 *	AB6420 *	AB6422 *	AB6424 *			
	2	AB6218 *	AB6220 *	AB6222 *	AB6224 *			
	2	AB6718 *	AB6720 *	AB6722 *	AB6724 *			
	3	AB6R18	AB6R20	AB6R22	AB6R24			
	3	AB6118	AB6120	AB6122	AB6124			
	3	AB6518 *	AB6520 *	AB6522 *	AB6524 *			
	4	AB6018	AB6020	AB6022	AB6024			
	4	AB6618 *	AB6620 *	AB6622 *	AB6624 *			
	2	AB6H18	AB6H20	AB6H22	AB6H24			
	2	AB6G18	AB6G20	AB6G22	AB6G24			
	3	AB6A18 *	AB6A20 *	AB6A22 *	AB6A24 *			
	2	AB6E18 *	AB6E20 *	AB6E22 *	AB6E24 *			
	3	AB6S18 *	AB6S20 *	AB6S22 *	AB6S24 *			
	3	AB6B18 *	AB6B20 *	AB6B22 *	AB6B24 *			
	4	AB6C18 *	AB6C20 *	AB6C22 *	AB6C24 *			
	2	AB6J18 *	AB6J20 *	AB6J22 *	AB6J24 *			

関連する手技料

●K841 経尿道的前立腺手術

1. 電解質溶液利用のもの 20,400点

2. その他のもの 18,500点

(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

	外径			包装単位 (本 / 箱)	メーカー希望 小売価格	一般的名称・クラス分類など
	18Fr	20Fr	22Fr			
	—	AA6820	AA6822	5	23,050円 (@4,610)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器認証番号 ボルジェス エックスフローカテーテル 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 34917002 039 膀胱留置用ディスポーザブル カテーテル(6)圧迫止血 4,610円 膀胱留置カテー圧迫止血 II 227ADBZX00008000
	AA6918	AA6920	AA6922			

関連する手技料

●K801 膀胱単純摘除術【施設基準有】

1. 尿管利用の尿路変更を行うもの 59,350点

◇K931 超音波凝固切開装置等加算対象手術

(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

スタイレット



スタイレット

製品番号	包装単位 (本 / 箱)	メーカー希望小売価格
AL0000	1	6,500円

下部尿路系製品

単回使用内視鏡用注射針

ボーニー

- 硬性及び軟性膀胱鏡の両方に対応
- 細径でフレキシブル
- 注射針長は4mmで最適な注入可能



ボーニー

製品番号	全長 (cm)	
NBI035	35	
NBI070	70	

	針長 (mm)	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	4	1	10,000円	販売名 ボーニー 一般的名称 単回使用内視鏡用注射針 JMDNコード 38825000 クラス分類 Ⅱ 医療機器承認番号 30100BZX00246000

関連する手技料
●K823-6 尿失禁手術（ボツリヌス毒素によるもの）9,680点
（実施上の留意事項）
1. 過活動性膀胱又は神経因性膀胱の患者であって、行動療法、各種抗コリン薬及びβ3作動薬を含む薬物療法を単独又は併用療法として、少なくとも12週間の継続治療を行っても効果が得られない又は継続が困難と医師が判断したものに対して行った場合に限り、算定できる。
2. 効果の減弱等により再手術が必要となった場合には、4月に1回に限り算定できる。
（手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。）

腹腔鏡下手術用 ディスポーザブル灌流吸引

Elefant®



Elefant®


製品番号	吸引洗浄カニュラ		
	直径 (mm)	シャフト長 (cm)	
ASP165	5	35	
ASP170	10	35	
ASP185*	5	45	
ASP145	5	35	
ASP150	10	35	
ASP180*	5	45	
ASP190	5	35	
ASP195*	5	45	

※ASP185/ASP180/ASP195は口ポット（支援）手術用です。

	チューブ 長さ (m)	チューブの種類	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など
	3	シングル	5	100,000円 （@20,000）	販売名 エレファント サクションインリゲーションデバイス 内視鏡用灌流・吸入プローブ 一般的名称 内視鏡用灌流・吸入プローブ JMDNコード 70162000 クラス分類 Ⅱ 医療機器認証番号 230ADBZX00041000
	なし		10	200,000円 （@20,000）	
	3	ダブル	5	100,000円 （@20,000）	

ポルジェス ウロダイナミックカテーテル

● ラテックスフリー






ウロダイナミックカテーテル

	製品番号	管数 (WAY)	
膀胱内圧測定及び尿道圧測定 3WAYストレート	AH5308	3	
	AH5312*		
膀胱内圧測定及び尿道圧測定 2WAYストレート	AH5106	2	
	AH5108		
	AH5110		
膀胱内圧測定及び尿道圧測定 2WAYクッディチップ	AH4212*	2	
膀胱内圧測定 2WAYストレート	AH5010	2	

※受注発注品

	材質	外径 (Fr)	全長 (cm)	有効長 (cm)	包装単位 (本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	ソフトネオブレックス	8	60	37	5	35,000円 (@7,000)	販売名 一般的な名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号	ポルジェ 泌尿器用カテーテル 尿路内圧測定用カテーテル 70348000 II 20300BZY00965000
		12		40				
	ソフトネオブレックス	6	55	35	5	30,000円 (@6,000)	販売名 一般的な名称 JMDNコード クラス分類 医療機器承認番号	ポルジェ 泌尿器用カテーテル 尿路内圧測定用カテーテル 70348000 II 20300BZY00965000
		8						
		10						
	P.V.C	12	65	40	5			
	ソフトネオブレックス	10	55	35				




関連する手技料
●D242 尿水力学検査
1. 膀胱内圧測定 260点
2. 尿道圧測定図 260点
3. 尿流測定 205点
4. 括約筋筋電図 310点
(実施上の留意事項)
◇排尿筋圧測定の目的で、膀胱内圧測定と併せて直腸内圧を測定した場合
には、本区分の「1」膀胱内圧測定とD233直腸肛門機能検査の「1」1項
目を行った場合の所定点数を併せて算定する。
また、内圧流量検査の目的で、D242に掲げる検査を複数行った場合には
、それぞれの所定点数を算定する。
(手技料についての最終判断は支払基金にお問い合わせください。)

胆道チューブ

(ペディネリ・アリアンカテーテル)


- 素材は塩化ビニール(PVC)
- ラテックスフリー
- ステンレススチール製スタイレット付



胆道チューブ(ペディネリ・アリアンカテーテル)

	製品番号	チューブ外径 (Fr)	
胆道チューブ	GD4005	5	
	GD4006	6	
	GD4008	8	
	GD4105	5	
	GD4106	6	
	GD4108*	8	

※受注発注品



エスキヤット胆嚢管カテーテル


- 素材は塩化ビニール(PVC)
- ラテックスフリー



エスキヤット胆嚢管カテーテル

	製品番号	チューブ外径 (Fr)	
エスキヤット 胆嚢管カテーテル	GD4205	5	
	GD4206	6	
	GD4208	8	
	GD4210*	10	

※受注発注品



	オリブ外径(Fr)	長さ(cm)	包装単位(本／箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	7	25	5	10,000円 (@2,000)	販売名	ボルジェ 消化器用カテーテル
	8				一般的名称	短期的使用胆管用カテーテル
	10				JMDNコード	10696022
	7	償還区分			029吸引留置カテーテル (2)受動吸引型②胆膵用 ア)胆管チューブ	
	8	償還価格			2,000円	
	10	略称			吸引留置カテ・胆膵用I	
					クラス分類	II
					医療機器承認番号	20500BZY00189000

	オリブ外径 (Fr)	長さ (cm)	包装単位 (本/箱)	メーカー希望小売価格	一般的名称・クラス分類など	
	7	154	5	63,500円 (@12,700)	販売名 一般的名称 JMDNコード 償還区分 償還価格 略称 クラス分類 医療機器承認番号	ボルジェ 消化器用カテーテル 短期的使用胆管用カテーテル 10696022 029吸引留置カテーテル (2)受動吸引型②胆膵用 イ)胆嚢管チューブ 12,700円 吸引留置カテ・胆膵用II II 20500BZY00189000
	8					
	10					
	12					

INDEX 索引

AA	
AA61	39
AA63	39,41
AA64	39,41
AA65	41
AA66	41
AA68	43
AA69	43
AA6C	41

AB	
AB60	43
AB61	43
AB62	43
AB63	43
AB64	43
AB65	43
AB66	43
AB67	43
AB6A	43
AB6B	43
AB6C	43
AB6E	43
AB6G	43
AB6H	43
AB6J	43
AB6R	43
AB6S	43

AC	
AC44	19
AC50	29
AC51	29
AC52	29
AC53	29
AC54	29
AC55	29
AC59	29
ACA1	19
ACA2	19
ACB1	11
ACB2	11
ACB4	11
ACB7	9
ACB8	9
ACBM	11
ACN5	29
ACN6	29
ACP2	29
ACXL	5
ACXD	5

AE	
AE00	27
AE04	25
AE0C	25
AE0E	27
AE11	25
AE42	37
AEJ4	25

AH	
AH42	47
AH50	47
AH51	47
AH53	47

AJ	
AJ41	13
AJ42	13
AJ4C	13
AJ4U	13
AJ4W	19
AJ4Y	19
AJ70	35
AJ71	35
AJ7A	35
AJ7B	35
AJ85	35
AJ86	35
AJ87	35
AJ89	37
AJ8A	35
AJ9A	37

AK
AK31 31

AL	
AL00	44
ALXD	5

AX	
AXXL	5
AXXD	5

AS	
ASXD	5
ASP.....	45

BC	
BCAA	17
BCAM	17
BCFA	9
BCFW	9
BCGA	17
BCHJ	15

BN
BNGA 17

CD	
CD10	33
CD11	33
CD1A	33
CD1B	33
CD1C	33

EX	
EX01	25
EXN4	21
EXN7	21
EXN9	21
EXT2	21
EXT4	21
EXT6	21

GD	
GD40	49
GD41	49
GD42	49

GH	
GH32	27
GH35	27

GW
GW35 27

NB
NBI 45

RA
RAC0 25

RB	
RBA0	25
RBB0	25
RBC0	25

RC	
RCJ0	23
RCJ1	23
RCM0	25

RD
RDA0 25

RE
REA0 25

RJ	
RJA0	23
RJA1	23
RJA2	23
RJB1	23
RJB2	23

RM	
RMA1	25
RMA2	25

00
000PK 31

MEMO

[illegible]

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

製造販売元
コロプラスト株式会社

ウロロジー製品
問い合わせ窓口  0120-77-0466 <http://www.coloplast.co.jp>

本社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル TEL.03-3514-4141(代表) FAX.03-3514-4188



本カタログは再生紙を使用しています



制作年月: 2020年4月/M2000-4

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

製造販売元

コロプラスト株式会社

ウロロジー製品
問い合わせ窓口  0120-77-0466 <http://www.coloplast.co.jp>

本社 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル TEL.03-3514-4141(代表) FAX.03-3514-4188



本カタログは再生紙を使用しています



0 400000 005751

制作年月: 2020年4月/M2000-4